

ANAサイエンスホールディングス 展示会製品ラインナップ



デジタル画像測定器

O-SELECT

(東京精密)


二次元の画像寸法測定機です。
“ボタンひとつ”で、測定を実行
フォーカス、照明設定、要素判別
もすべて自動



ハイブリッドカールフィッ シャー水分計

(京都電子工業株式会社)

オリジナル機能！！世界初 ハイ
ブリッド測定(容量滴定と電量滴
定を並行して行うこと)が可能な
水分計です。



集中管理システム

エスペックオンラインコア

(エスペック株式会社)

環境試験器を複数台お使いの方
にお勧めする集中管理システム
です。



オープンクリーンシステム

KOACH

(興研株式会社)

周囲を問わずにクリーンな環境を
形成することができる製品です。



ビデオスコープ IPLEX

(オリンパス)

小型軽量で頑丈なボディには、
ハードな現場にスマートに対応す
る機能を満載。

精密な動きも思い通りの湾曲操
作可能なビデオスコープです。



データロガーGLシリーズ

(グラフテック株式会社)

ご好評をいただいておりますGL
シリーズに新ラインナップが追加
になりました。

nidi LOGGER GL980 グラフテック株式会社



ハンドヘルド蛍光X線分 析装置

(オリンパス)

ハンドヘルド蛍光X線分析計は、
材料の無機成分元素をppmから
100%の濃度で、素早く非破壊で分
析可能な携帯型の分析計です。



液中パーティクルカウンター シリンジサンプリングシステム

(スペクトリス PMS事業部)

純水や薬液をサンプリングボトル
より吸引し、液中に含まれる不溶
性微粒子数を測定します



純水製造装置

(オルガノ株式会社)

低コストで高性能なカートリッジを
採用したので、カートリッジ交換が
簡単でランニングコストも抑える
事ができます。



小型卓上試験機

EZTEST

(株式会社島津製作所)

卓上に載る小型でコンパクトな材
料・サンプルの引張・圧縮の強度
を測定できる装置です。

株式会社ナルセ 庄内営業所

お問合せ:0234-26-7821 <受付時間>午前9時~午後5時


協力:株式会社アオバサイエンス

ANAサイエンスホールディングス 展示会製品ラインナップ



分析天びん APシリーズ

(株式会社島津製作所)
新型イオナイザを天びん本体に内蔵可能なモデルです。静電気による影響を排除し、手間なく測れます。



メモリハイコーダー MR6000

(日置電機株式会社)
高速200MS/s 絶縁測定
従来比 Max32倍のデータ転送速度
アナログ最大32ch 同時測定



直流電源 ZX-Sシリーズ

(株式会社高砂製作所)
電源単独でシーケンス動作が可能、パソコンやシーケンサーが無くとも簡単なシーケンスをプログラミングして動作可能です。



卓上型ロボット

(武蔵エンジニアリング(株))
電子デバイスの小型化・高集積化にともない、塗布の微小化とともに要求度が増す「高い塗布位置精度」に対し、威力を発揮します。



ポータブル加熱脱離装置

(ジールサイエンス)
GC用のポータブルの加熱脱離装置になります。手軽に濃縮分析したい場合に最適です。



デジタルマイクロスコープ DVM-6

(ライカマイクロシステムズ)
モニター倍率12×～2350×の観察が対物レンズの切り替えによって可能です。絵もサンプルに近い色で表現されます。




卓上走査電子顕微鏡

(日本電子株式会社)
高真空モード/低真空モード標準搭載。EDS(オプション)を付ければ、試料を無処理で観察・分析できます。設置スペースも小さい卓上SEMです。



記録計

(株式会社チノー)
調節計と記録計の組み合わせで展示致します。他にサーモグラフィも展示致します。



熱流センサー

(日置電機株式会社)
熱の流れる向きと量がわかる！
曲面や小さな部品も熱流測定が可能



超音波洗浄器

(ヤマト科学株式会社)
世界的老舗超音波メーカーが作るシンプルなのに高性能な超音波洗浄器

展示会製品ラインナップに掲載していない製品も展示致します。
この機会をぜひご活用ください！