

純水・超純水装置

年度末 スペシャルキャンペーン

キャンペーン期間

2022年3月31日(水)受注分まで

水道直結型
超純水製造装置

2~4ページ

高純度
純水製造装置&
超純水製造装置

6~7ページ

高純度
純水製造装置

5ページ

【水道直結型超純水製造装置】1日10L程度使用する方向け

UVランプ有

Quest2

キャンペーン価格(税抜)

420,000円 **43% OFF!**

※出張費・作業費除く

UVランプ無

Quest1

キャンペーン価格(税抜)

410,000円 **42% OFF!**

※出張費・作業費除く



Quest1とQuest2の違い

Quest1と2の違い	Quest1	Quest2
UVランプ	×	○
年間平均ランニングコスト※①	約7.2万円	約11.2万円
TOC値(ppb以下)	30	5

※①供給水の品質・使用量により変動します。

こんなお客様に是非!

#省スペース #都度、超純水を購入している方

#安く超純水を使いたい方 #蒸留水製造装置の更新を検討している方

ココがスゴイぞ! Questシリーズ



ランニングコスト
11.2万円 Quest2
7.2万円 Quest1
※①



採水速度
1.2 (L/分)
圧倒的に速い!



タンク
7 (L)
1回に使える量が多い!



RO水製造量
10 (L/時)
7Lタンクが40分で満水!
※②



水質維持
タンク水循環システム搭載!

※①供給水の品質・使用量により変動します。※②供給水圧・水温により変動します。

品番	品名	通常定価(税抜)	特別価格(税抜)
4-3112-02-58	Quest2	610,000円	354,000円
4-3112-01-58	Quest1	585,000円	344,000円
4-3118-32-30	新前処理カートリッジキット	58,000円	31,000円
4-3118-02-30	漏水検知器	52,500円	20,000円
64-6389-02	水道接続キット	15,000円	

詳細仕様は
コチラ!



1日20L以上使用する方向け

Chorus1 Complete10

品番:4-3114-01-58

キャンペーン価格(税抜)

760,000円 **37% OFF!**

※出張費・作業費除く



ココがスゴイぞ! Chorus1 Complete10

タンク

15/30/60/100L
から選択可能!

RO水製造量

13 (L/時)
15Lタンクだと
約1時間で満水!

水質維持

タンク水循環
システム搭載!
タンクの劣化予防

品番	品名	通常定価(税抜)	特別価格(税抜)
4-3114-01-58	Chorus1 Complete10	915,000円	584,000円
4-3118-04-58	15Lタンク	174,000円	110,000円
4-3118-01-30	減圧レギュレーター	45,500円	31,000円
4-3118-02-30	漏水検知器	52,500円	20,000円
64-6389-02	水道接続キット	15,000円	

詳細仕様は
コチラ!



1日20L程度使用する方向け

flex3

キャンペーン価格(税抜)

598,000円～

50% OFF!

※出張費・作業費除く



ココがスゴイぞ! flex3


TOC	採水速度	タンク	RO水製造量	水質維持
リアルタイム TOC モニタリング 搭載!	1滴～2 (L/分) 調整可能!	7(L) 1回に使える 量が多い!	10(L/時) 7Lタンクだと 約40分で満水! ※①	タンク水 循環システム 搭載!

※①供給水圧・水温により変動します。

	Quest2	flex3
Quest2との違い		
リアルタイムTOCモニター	×	○
1日の使用量(推奨)	10L程度	20L程度
純水を製造開始するタンク残量	2.5L	0～6L設定可
採水スピードの調整	×(1.2L/分)	○(1滴～2L/分)
採水口の高さ調整	×	○(2メススリッダーも選べる)
フットスイッチ(オプション)の装着	×	○

■PURELAB flex 3 フロー図

※タンク水循環システム搭載



品番	品名	通常定価(税抜)	特別価格(税抜)
4-3113-01-58	PURELAB flex3	1,140,000円	485,000円
4-3118-03-30	前処理カートリッジキット	70,000円	41,000円
4-3118-02-30	漏水検知器	52,500円	20,000円
4-3118-19-58	超純水カートリッジLC214	37,000円	
64-6389-02	水道接続キット	15,000円	

詳細仕様は
コチラ!



【高純度純水製造装置】

Chorus2+

キャンペーン価格(税抜)

610,000円～

44% OFF!

※出張費・作業費除く



こんなお客様に是非!

#純水を1日10L以上使用する方

#脱イオン水を使う方

ココがスゴイぞ! Chorus2+

タンク	水質	RO水製造量	採水速度	水質維持
15/30 60/100L から 選択可能!	A4 グレード水 が採水 できます!	13(L/時) 15Lタンクだと 約1時間で満水! ※①	1.5(L/分) 採水に時間が 掛からない!	循環システム 搭載 タンク水の 劣化を防ぐ!

※①供給水圧・水温により変動します。

品番	品名	通常定価(税抜)	特別価格(税抜)
4-3115-01-58	Chorus2+	795,000円	434,000円
4-3118-04-58	15Lタンク	174,000円	110,000円
4-3118-01-30	減圧レギュレーター	45,500円	31,000円
4-3118-02-30	漏水検知器	52,500円	20,000円
64-6389-02	水道接続キット	15,000円	

タンクは下記から選択できます!

品番	品名	通常定価(税抜)	特別価格(税抜)
4-3118-04-58	15L	174,000円	110,000円
4-3118-05-58	30L	208,000円	130,000円
4-3118-06-58	60L	273,000円	190,000円
4-3118-07-58	100L	447,000円	320,000円

Chorus
シリーズ
新発売の
ピュアラボ
ディスペンサー
に接続可能!



詳細仕様は
コチラ!



【高純度純水製造装置&超純水製造装置】最高純度の超純水が欲しい方向け

Chorus2+ & Chorus1 Analytical Research

キャンペーン価格(税抜)

1,710,000円～ **34% OFF!**

※出張費・作業費除く

こんなお客様に是非!

#半導体洗浄用 #超高感度分析装置に使われる方



ココがスゴイぞ! Chorus1 Analytical Research

0.05μM

UMF
カートリッジ
内蔵

採水水質と
表示水質が
一致している!

超純水カートリッジ

標準用・
低イオン専用・
低TOC専用
から選択可能

PURE SUREシステム

2本採用

最高水質
を維持!

ランニングコスト

25.3万円

安い!

※①

最高純度

環境ホルモン
分析や
ICP-MSにも
対応可能!

■Chorus1 水の環境ホルモン分析例

物質名	濃度 (ppt)
Bisphenol A	<5
Butyl benzyl phthalate	<5
Diethylhexyl phthalate	<130
Diethyl phthalate	<25
Dimethyl phthalate	<35
Di-n-butyl phthalate	<25
Nonylphenol	<25

すべて定量下限値未満

■Chorus1 Analytical Research
(標準カートリッジ)で採水した
超純水のICP-MS分析例

測定 元素	質量 数	BEC (ppt)	DL (ppt)	測定 元素	質量 数	BEC (ppt)	DL (ppt)	測定 元素	質量 数	BEC (ppt)	DL (ppt)
Li	7	<DL	0.001	Ni	60	0.09	0.002	Cd	111	<DL	0.4
Be	9	<DL	0.2	Cu	63	0.03	0.002	In	115	<DL	0.06
B	11	3	0.04	Ga	69	<DL	0.04	Sn	118	<DL	0.3
Na	23	0.5	0.00007	Ge	74	0.3	0.09	Sb	121	<DL	0.2
Mg	24	0.07	0.0004	As	75	<DL	0.4	Ba	138	0.07	0.01
Al	27	0.2	0.0001	Se	80	<DL	0.7	Hf	180	<DL	0.7
K	39	0.1	0.0002	Sr	88	0.4	0.2	Ta	181	<DL	0.1
Ca	40	0.3	0.0008	Zr	90	<DL	0.1	W	184	<DL	0.5
Ti	48	0.04	0.02	Nb	93	<DL	0.04	Pt	185	<DL	0.3
V	51	<DL	0.04	Mo	98	<DL	0.1	Au	197	<DL	0.2
Cr	52	0.06	0.002	Ru	102	0.06	0.06	Tl	205	0.1	0.03
Mn	55	0.03	0.001	Rh	103	0.006	0.003	Pb	208	0.8	0.006
Fe	56	0.5	0.0004	Pd	106	<DL	0.2	Bi	209	<DL	0.04
Co	59	<DL	0.006	Ag	107	0.1	0.03	U	238	<DL	0.2

(データご提供 株式会社パーキンエルマー・ジャパン様)

詳細仕様は
コチラ!



水道水からエンドトキシン・DNase・RNaseフリー水が欲しい方向け

Chorus2+ & Chorus1 Life Science

キャンペーン価格(税抜)

1,750,000円～ **34% OFF!**

※出張費・作業費除く



ココがスゴイぞ! Chorus2+ & Chorus1 Life Science

分画分子量5,000

UFカートリッジが内蔵
採水水質と表示水質が
一致している!

ランニングコスト

30万円!
圧倒的な安さ!
※①

エンドトキシン値

0.001 EU/ml以下!

TOC値

1ppb~3ppbに低減!

※①供給水の水質・使用量により変動します。

詳細仕様は
コチラ!



手軽に純水と超純水を使い分けたい方向け

Chorus2+ & flex UV

キャンペーン価格(税抜)

1,200,000円～ **46% OFF!**

※出張費・作業費除く



ココがスゴイぞ! Chorus2+ & flex UV

TOC値

リアルタイムTOC
モニタリング機能搭載!

定量採水機能

100mL~60Lまで
設定可

詳細仕様は
コチラ!



そもそもELGAって何者!?



世界シェア2位って言うけど、
聞いたことないなあ。

2009年に日本事業所立ち上げたばかり。
でも、**急速にシェアを増やしているよ!**



昔からあるメーカーなの?

1937年にイギリスで創業された
世界屈指のラボ用純水装置メーカーだよ!
**18の特許を持っていて、
信頼できるメーカーだよ!**



修理・点検もアズワンで!



旧代理店(株式会社エル・エム・エス、ビーエム機器株式会社など)経由にてご購入されたELGA製品も、弊社にて消耗品の販売・修理などのご対応をいたします。また、AXELページには、消耗品の交換方法を動画で掲載しております。交換の際には、是非ともご参照ください。



製造元

ELGA  VEOLIA

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
エルガ・ラボウォーター事業部

〒108-0022 東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー
e-mail: jp.elga.all.groups@veolia.com <http://www.elgalabwater.com>

輸入元

 **アズワン株式会社**

〒550-8527 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目1番27号
商品の内容に関するお問い合わせ窓口 カスタマー相談センター
ユーザー様専用: 0120-700-875
代理店様用: 0120-722-875 (価格・納期は営業まで)
電話受付時間: 午前9時 ~ 午後5時30分 (土・日・祝及び弊社休業日は除く)



■ご用命は信頼ある代理店へ

株式会社ナルセ

〒990-0046
山形県山形市大手町8-20
TEL : 023-622-5052
FAX : 023-623-2873
e-mail: kagaku@naruse-co.com

■販売店の皆様へ

装置のご検討依頼は
右の二次元コードからお願いします。



※当パンフレット記載の価格には消費税が含まれておりません。 ※記載の内容は予告なく改訂されることがございますので予めご了承ください。