

超純水製造装置をお得に！ Direct-Q® UV 3/Simplicity UV キャンペーン

キャンペーン期間

2021年10月1日(金)
～2022年3月18日(金)
ご注文分まで

一台で
超純水
まで精製！



オプションとして
消耗品スマートバスケット、
安心キットもお得！



水場の無い
場所でも
使用可能！

Direct-Q® UV 3

キャンペーン希望販売価格

¥370,000

Simplicity UV

キャンペーン希望販売価格

¥309,000


こんな研究室に最適

手軽に超純水を使いたい

研究室が手狭

一日の使用量は少量

分析用水を購入している



締切: 2022年3月18日(金)

超純水製造装置をお得に!

Direct-Q® UV 3 / Simplicity UV キャンペーン

+ お得 消耗品スマートバスケット

装置の性能を維持するために、消耗品交換が重要です。単品購入よりもお得な消耗品スマートバスケットをさらにお得にご提供!


- 次回交換分をセットに
- Direct-Q® UV 3/Simplicity UV は消耗品交換が楽
- 交換忘れ、買い忘れ防止

装置名	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
Direct-Q® UV 3	LCSMDRQ3V*	¥113,000	¥71,000
Simplicity UV	LCSMSPLV0V**	¥89,800	¥57,000

* 構成品: SmartPak® DQ3、Millipak Express 20、185 nm UV ランプ

** 構成品: SimpliPak®, SimFilter、185 nm UV ランプ

+ 漏水対策 安心キット



天災や万が一の故障などによる、装置の漏水被害を最小限に抑えます。

漏水検知器

水を検知すると水道との接続部に設置した電磁弁を閉めます。

希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
¥86,000	¥47,800

ドレインパン

装置の受け皿として、漏水の拡大を防ぎます。

希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
¥67,600	¥50,000

* 寸法: 幅 375 × 奥行 515 × 高 20 mm

● 本キャンペーンでは消耗品スマートバスケット・ドレインパン・漏水検知器のみの販売はしていません。装置と同時のご注文に限ります。

水道水から供給する場合

水道水から超純水を直で精製!
水道水直結型 超純水製造装置
Direct-Q® UV 3



純水から供給する場合

純水装置をお持ちの方に
キャリアタンク給水型 超純水製造装置
Simplicity UV




価格	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
	本体一式 + 初期消耗品: ¥717,000	¥370,000	本体一式 + 初期消耗品: ¥455,400	¥309,000
特長 / こんな方に おすすめ	<ul style="list-style-type: none"> ● 水道水から超純水を Direct-Q® 1 台で精製 ● 超純水、純水、蒸留水グレードを 1 台で精製 ● JIS K 0557 A4 グレードの水質が必要 ● 分析用水を購入している ● 超純水使用量が 1 日 10L 以下 		<ul style="list-style-type: none"> ● 純水から超純水を精製 ● タンク脱着式で純水を簡単給水 ● 研究室に水道水がない ● 超純水をタンクに貯めて使用している ● 超純水使用量が 1 日 5L 以下 	
	タンク	内蔵タンク: 4.5 L		装置脱着式: 2 L
寸法	幅 290 × 奥行 420 × 高 540 mm		幅 290 × 奥行 360 × 高 510 mm	
仕様詳細	http://bit.ly/Direct-Q2021 または装置カタログ P38, 64 をご覧ください		http://bit.ly/Simplicity2021 または装置カタログ P41, 65 をご覧ください	

販売店の皆様へ: 本キャンペーンは Web 仕様書登録フォームでの登録が必須となります。登録の際には、ユーザー様のメールアドレスが必須となります。



水銀使用製品に該当するUVランプを含みます。UVランプの廃棄は該当する法令や自治体の指示に従ってください。



メルクライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm

メルクライフサイエンス公式 SNS、動画コンテンツをご覧ください。

メルク株式会社

ライフサイエンス ラボウォーター事業部
〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F
製品の最新情報は [こちら www.merckmillipore.com/LW](http://www.merckmillipore.com/LW)
On-Line: www.merckmillipore.com/jpts
Tel: 03-4531-3939 Fax: 03-5434-4875

LWM249-2109-3K-H

株式会社ナルセ

〒990-0046
山形県山形市大手町8-20
TEL : 023-622-5052
FAX : 023-623-2873
e-mail : kagaku@naruse-co.com