



島津の装置に、 島津の消耗品

キャンペーン適用にはキャンペーンコードが必要となります。
特設ページに記載されたキャンペーンコードをお近くの販売店様にお伝えください。

特設ページ URL [https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/3weeks_sale_1.html]



期間



2022年1月11日（火）～1月31日（月）ご注文分まで

対象製品

SHIMADZU 島津製作所製

「島津 GC, GC/MS 用フェラル(5品目)」



GC に



MS に

キャンペーン価格

希望小売価格より30%OFF

対象ユーザー様

すべてのユーザー様

P/N	フェラル内径（対応カラム内径）	通常時希望小売価格 （円 / 税抜）	キャンペーン価格 （円 / 税抜）
① グラファイトベスペルフェラル（最高使用温度：325℃、10個入り） 適応機種：GCMS-QP2010 / -QP2020 / -TQ8050 / -TQ8040 ※ MSとの接続にご使用ください。			
670-15003-03	0.4 mm (0.1-0.25 mm)	6,400	4,480
670-15003-04	0.5 mm (0.32 mm)	6,400	4,480
670-15003-07	0.8 mm (0.53 mm)	7,800	5,460
② グラファイトフェルール（エージング済み、10個入り） 適応機種：GC-2010 / -2014 / -2025 / -2030 ※ MSとの接続にはグラファイトベスペルフェラル(①)をご使用ください。			
227-35006-01	0.5 mm (0.25、0.32 mm)	10,900	7,630
227-35009-01	0.8 mm (0.53 mm)	10,900	7,630

株式会社 島津ジーエルシー

お問合せ：株式会社ナルセ