

特別価格キャンペーン

横型シリーズ

本体、温調器

本体、温調器、石英管ガスパッケージ付属

本体、温調器



TF1 11/32/150
卓上小型汎用チューブ炉

最高温度	1100℃
常用最高温度	1000℃
加熱長	150 mm
装着可能作業管最大外径	32 mm

キャンペーン特別価格
338,300円(税+送料込)



TF1 12/60/150
卓上小型汎用チューブ炉

最高温度	1200℃
常用最高温度	1100℃
加熱長	150 mm
装着可能作業管最大外径	60 mm

キャンペーン特別価格
682,000円(税+送料込)



TS1 12/60/150
卓上小型分割式チューブ炉

最高温度	1200℃
常用最高温度	1100℃
加熱長	150 mm
装着可能作業管最大外径	60 mm

キャンペーン特別価格
999,900円(税+送料込)



FHA 13/32/200
水平・垂直両用チューブ炉

最高温度	1350℃
常用最高温度	1250℃
加熱長	200 mm
装着可能作業管最大外径	32 mm

キャンペーン特別価格
999,900円(税+送料込)

<セット内容、送料に関して>
温調器：3016P1(1プログラム×24セグメント)
石英管ガスパッケージ：石英管、断熱プラグ、スウェージロック付きフランジ(両端)
送料：車上渡しとなります。

キャンペーン期限：2022年12月末ご注文分まで



お問い合わせはこちらから →




www.carbolite-gero.jp



温度勾配モデル

縦型シリーズ


本体 + 温調器 + 石英管ガス炉[®]付属



TG2 12/125/425 分割式小型温度勾配チューブ炉

加熱ゾーン	2
最高温度	1200℃
常用最高温度	1100℃
加熱長	425 mm
装着可能作業管最大外径	125 mm

定価 2,300,000 ~ (税 + 送料込み)



温度勾配 (水平方向) TG2 12/125/425
作業管外径 80 mm
設定温度
ゾーン 1 : 1000 °C
ゾーン 2 : 1100 °C


本体 + 温調器 + 石英管ガス炉[®]付属



TG3 12/60/600 分割式小型温度勾配チューブ炉

加熱ゾーン	3
最高温度	1200℃
常用最高温度	1100℃
加熱長	600 mm
装着可能作業管最大外径	60 mm

定価 2,300,000 ~ (税 + 送料込み)



温度勾配 (水平方向) TG3 12/60/600
作業管外径 60 mm
設定温度
ゾーン 1 : 1100 °C
ゾーン 2 : 950 °C
ゾーン 3 : 800 °C

★お問合せとお見積りのご依頼は…

株式会社ナルセ

TEL : 023-622-5052 FAX : 023-623-2873 e-mail : kagaku@naruse-co.com

ヴァーダー・サイエンティフィック株式会社

東京本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-8-8
TEL: 03-5367-2651 FAX: 03-5367-2652
info@verder-scientific.co.jp

名古屋営業所 : 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-9-14 伏見スクエアビル5F
TEL : 03-5367-2651 (東京本社) Fax : 03-5367-2652 (東京本社)

大阪営業所 : 〒559-0031 大阪市住之江区南港東8丁目2番52号
TEL : 06-6655-0003 Fax : 06-6629-8080

VERDER
scientific

CARBOLITE
IGERO 30-3000°C



お問い合わせはこちらから →

