

天びん・水分計 特別価格キャンペーン

対象機種は6シリーズ！20万円以下、10万円以下でご提供出来る製品あります！

AU series



分析天びんのスタンダードモデル。
アルミ一体型質量センサ「ユニブロック」を採用した、多機能分析天びん。
耐衝撃性・応答性・安定性に優れています。
セミマイクロレンジの計量が可能。
薬品等に強いアルミダイキャスト製ボディ。PC接続も可能です。

NEW ATX224R



分析天びんのベーシックモデル。
耐衝撃性・応答性・安定性に優れたユニブロックを採用しています。
スマートセッティング搭載。STABLO-AP(イオナイザ)併用で安定計量。
USBとRS-232CでPC接続も可能です。

NEW UP series



高性能上皿天びん。薬品に強いアルミダイキャストボディ。
UP-Xシリーズは校正分銅を内蔵、簡単に感度調整が可能。
幅広いラインナップを取り揃えております。

TW/X-N series



操作性に優れた低価格な上皿天びん。
スマートセッティング機能搭載で、
応答性・安定性の調整が簡単に出来ます。

MOC63u



内蔵のハロゲンヒータでサンプルを加熱し、簡単・正確に水分率を
求めることが出来ます。乾燥機による乾燥減量法よりも短時間で測定可能。
各種アプリケーションやデモ機もご用意。

ご注文・お問合せは…

株式会社ナルセ

〒990-0046
山形県山形市大手町8-20
TEL : 023-622-5052
FAX : 023-623-2873
e-mail : kagaku@naruse-co.com

シリーズ名	通常(税込)	キャンペーン価格(税込)
AU	16.5~31.9万円	特価でご提供！！ お問合せください。
ATX224R	18.7万円	
UP	13.2~27.5万円	
TW/X-N	7.7~13.6万円	
MOC63u	20.9万円	

対象機種は6シリーズ！20万円以下、10万円以下でご提供出来る製品あります！

AUシリーズ

形名 P/N	AUW-Dシリーズ		AUWシリーズ			AUXシリーズ			AUYシリーズ	
	AUW220D S321-62900-12	AUW120D S321-62900-11	AUW320 S321-62900-03	AUW220 S321-62900-02	AUW120 S321-62900-01	AUX320 S321-62900-06	AUX220 S321-62900-05	AUX120 S321-62900-04	AUY220 S321-62900-08	AUY120 S321-62900-07
ひょう量	220g/82g	120g/42g	320g	220g	120g	320g	220g	120g	220g	120g
最小表示	0.1mg/0.01mg		0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg
価格	¥290,000	¥285,000	¥275,000	¥245,000	¥215,000	¥220,000	¥180,000	¥160,000	¥160,000	¥150,000

ATX224R

形名 P/N	ATX224R S321-74400-04
ひょう量	220g
最小表示	0.1mg
価格	¥170,000



MOC63u

形名 P/N	MOC63u S321-71500-02
ひょう量	最大サンプル量 60g 最小サンプル量 0.02g
最小表示	質量 0.001g 水分率 0.01%
価格	¥190,000



UP-Xシリーズ(校正分銅内蔵形)

形名 P/N	UP223X S321-74600-01	UP423X S321-74600-03	UP623X S321-74600-04	UP823X S321-74600-05	UP1023X S321-74600-06	UP2202X S321-74600-13	UP4202X S321-74600-15	UP6202X S321-74600-16	UP422X S321-74600-11	UP822X S321-74600-12	UP4201X S321-74600-18	UP8201X S321-74600-19
ひょう量	220g	420g	620g	820g	1020g	2200g	4200g	6200g	420g	820g	4200g	8200g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
価格	¥182,000	¥190,000	¥215,000	¥230,000	¥250,000	¥182,000	¥190,000	¥210,000	¥155,000	¥180,000	¥170,000	¥200,000

UP-Yシリーズ

形名 P/N	UP223Y S321-74600-21	UP423Y S321-74600-23	UP623Y S321-74600-24	UP823Y S321-74600-25	UP1023Y S321-74600-26	UP2202Y S321-74600-33	UP4202Y S321-74600-35	UP6202Y S321-74600-36	UP422Y S321-74600-31	UP822Y S321-74600-32	UP4201Y S321-74600-38	UP8201Y S321-74600-39
ひょう量	220g	420g	620g	820g	1020g	2200g	4200g	6200g	420g	820g	4200g	8200g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
価格	¥145,000	¥155,000	¥165,000	¥175,000	¥195,000	¥145,000	¥155,000	¥160,000	¥120,000	¥135,000	¥125,000	¥135,000

TW-Nシリーズ(校正分銅内蔵形)

形名 P/N	TW223N S321-64507-07	TW323N S321-64507-08	TW423N S321-64507-09
ひょう量	220g	320g	420g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g
価格	¥87,000	¥97,000	¥124,000



UP series



TX-Nシリーズ

形名 P/N	TX223N S321-64507-02	TX323N S321-64507-03	TX423N S321-64507-04	TX2202N S321-64507-12	TX3202N S321-64507-13	TX4202N S321-64507-14
ひょう量	220g	320g	420g	2200g	3200g	4200g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g
価格	¥70,000	¥75,000	¥96,000	¥72,000	¥77,000	¥101,000

天びんに関する情報や用語集を掲載中

島津 天びん



特価でご提供します！！

表面記載の窓口までお問い合わせください。

