

JCSS校正証明書付き

●5~2000mLの容量を取り揃えています。



セール価格(税抜)
¥13,600

メスシリンダー

品番	容量(mL)	目盛(mL)	外径(φmm)	通常価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-8562-06-34	100	1.0	32	¥15,200	¥13,600

●材質: 硼珪酸ガラス ●容量精度: ロットNo本体表記

●本体全体のオートクレーブ滅菌
(121℃、100kPa、15~20分間)が可能です。



セール価格(税抜)
¥38,700

ボトルディスペンサー

品番	型番	分注容量(mL)	最小目盛(mL)	通常価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-9673-11-34	SCI-10	1.0~10	0.2	¥43,000	¥38,700

●精度: ±0.6% ●再現性: ±0.2% ●本体口内径: 30mm (GL30)

●音色の異なる
タイムアップ予告音で報知します。



セール価格(税抜)
¥16,200

デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型)

品番	型番	色	最大計測時間	通常価格(税抜)	セール価格(税抜)
6-5346-21-34	SVAJ101	シルバー	100時間	¥18,000	¥16,200

●最小計測時間: 0.01秒 ●精度: 平均月差±30秒

●SDカードが付属しています。



セール価格(税抜)
¥88,200

テスラ/ガウスメーター

品番	型番	表示単位	機能	通常価格(税抜)	セール価格(税抜)
78-1122-21-34	EA703G-11	mT、G切替	最大・最小値表示、 N極・S極方向表示	¥98,000	¥88,200


●測定レンジ: 直流/300.00/3000.0mT・3,000.0/30,000G
交流/150.00mT/1,500.0mT・1,500.0/15,000G ●電源: 単3電池×6本(付属)

おんどとり再校正 WEB上にご希望条件を入力するだけで校正価格がわかります!! AXEL 64-8074-01 検索



品番 64-8074-01
おんどとり再校正

「校正項目」(温度・湿度・大気圧 対応)
「校正ポイント」「台数」等を入力



アズワン株式会社

点検校正に関するお問い合わせ対応窓口

サービスプロモーショングループ

TEL: 06-6447-8623

FAX: 06-6447-8457

Mail: tokuchu@so.as-1.co.jp

電話受付時間: 午前9時~午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

ご利用は信用のある販売店まで

株式会社ナルセ
〒990-0046
山形県山形市大手町8-20
TEL: 023-622-5052
FAX: 023-623-2873
e-mail: kagaku@naruse-co.com

220925TTF08

実験機器・計測器

点検検査書・出荷前バリデーション・校正証明書付き商品

特別キャンペーン

ユーザー登録により校正時期お知らせサービスご案内
〈校正時期管理〉

アズワンが校正時期をお知らせします!
詳しくはご購入製品に同梱しているチラシからご登録下さい!

2022
10/1±

2023
3/31金

ご注文分まで

点検検査書・出荷前バリデーション・
校正証明書付き商品が通常の商品価格
または割引価格で
ご購入可能です。

点検検査書

付き
商品

出荷時に機器の点検検査を実施し点検検査書を発行するサービス

対象
商品

●乾燥器 ●インキュベーター ●恒温水槽
●遠心機 ●オートクレーブ など

校正証明書

付き
商品

出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービス

対象
商品

●温度計・放射温度計 ●データロガー ●天秤 ●照度計
●圧力計 ●タイマー ●風速・粘度計 ●ガス濃度計
●溶存酸素計 ●ピペット ●JCSS校正 など
※アズワン及び提携機関による校正となります。

出荷前バリデーション

付き
商品

出荷前にアズワンにてFAT (Factory Acceptance Test) を実施するサービス

※お客様へ計画書(FAT要領書)を送付し、ご署名返却後、FATを実施します。

本パンフレット以外に、
ご紹介したい商品が
900点以上あります。
詳しくはAXEL
「点検・校正付き
キャンペーン特集」へ!!



AXEL 商品ポータルサイト
https://axel.as-1.co.jp



点検・校正付きキャンペーン特集公開中!

web限定のお得情報も!

取扱
点数 630万点以上の充実した品揃え! 現場のニーズに応える豊富な取り扱い点数! 必要な時に、必要な商品がすぐに見つかる!

CHECK!

アズワン株式会社

点検検査書付き

- 3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。



点検
検査書
付き

セール価格(税抜)
¥148,500

定温乾燥器(強制対流方式・スチールタイプ)

品番	型番	庫内寸法(mm)	扉	通常価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-8999-51-32	OF-300SB	300×327×300	左	¥165,000	¥148,500

●温度調節範囲:室温+20~320℃ ●最高温度到達時間:約30分 ●電源:AC100V 50/60Hz コード長2.4m(3Pプラグ)

- 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。



点検
検査書
付き

セール価格(税抜)
¥231,300

低温恒温水槽

品番	型番	温度範囲(℃)	外寸法(mm)	通常価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5468-51-32	LTB-125α	-30~+80	254×435×634	¥257,000	¥231,300

●温度調節精度:±0.1℃(条件により範囲を超えることがあります) ●電源:AC100V 50/60Hz

出荷前バリテーション付き

- 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。



出荷前
バリテーション
付き

セール価格(税抜)
¥187,200

定温乾燥器(タイマー仕様・強制対流方式)

品番	型番	庫内寸法(mm)	扉	通常価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2125-21-38	OF-300V	300×327×300	左	¥208,000	¥187,200

●温度制御範囲:室温+20~270℃ ●最高温度到達時間:約20分 ●電源:AC100V 50/60Hz コード長2.4m(3Pプラグ)

- 温度分布幅:10℃(at 300℃)です。



出荷前
バリテーション
付き

セール価格(税抜)
¥166,500

ネオホットプレート

品番	型番	最高温度(℃)	プレートサイズ(mm)	通常価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5170-11-38	HI-1000N	300	400×300	¥185,000	¥166,500

●プレート材質:アルミニウム ●制御方式:PID制御 ●電源:AC100V 50/60Hz 10A (2Pプラグ)

- ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。



点検
検査書
付き

セール価格(税抜)
¥96,300

クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL)

品番	型番	温度設定範囲(℃)	内容量(L)	通常価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-926-22-32	FCI-280HG	3~45	28	¥107,000	¥96,300

●温度調節精度:±0.5℃ ●内寸法:329×219×369mm ●電源:AC100~240V 50/60Hz

- 回転数調節可能で、タイマー付きです。



点検
検査書
付き

セール価格(税抜)
¥91,800

遠心機(ローター無)

品番	型番	回転数(rpm)	サイズ(mm)	通常価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-5052-01-32	CN-1050	0~5500	290×320×245	¥102,100	¥91,800

●処理量:1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本 ●電源:AC100V 50/60Hz

校正証明書付き

- 最高・最低温度を常時表示します。



校正
証明書
付き

セール価格(税抜)
¥12,000

冷蔵庫用温度計

品番	型番	測定範囲(IN(℃))	測定範囲(OUT(℃))	通常価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5021-11-31	PC-3300	-5~+50	-50~+70	¥13,400	¥12,000

※センサーを水中に入れての使用はできません。
●精度:0~40℃/±1℃、その他/±2℃ ●測定サンプリング:1分/回 ●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)

- 広い範囲の湿度域(10~90%RH)の相対湿度を測定します。



校正
証明書
付き


セール価格(税抜)
¥13,300

デジタル温湿度モニター(でかモニ)

品番	型番	温度測定範囲(℃)	湿度測定範囲(%RH)	通常価格(税抜)	セール価格(税抜)
4-794-01-31	THA-01M	0~60	10~90	¥14,800	¥13,300

●表示分解能:温度/0.1℃、湿度/1%RH ●サンプリングインターバル:30sec ●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)

- ネックストラップ付きです。



校正
証明書
付き

セール価格(税抜)
¥7,100

ストップウォッチ

品番	型番	最大計測時間	サイズ(mm)	通常価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-5960-01-31	PC894	23時間59分59秒	82×62×23	¥7,900	¥7,100

●表示:100分の1秒、時間、日付 ●機能:12h/24h表示切り替え、アラーム・チャイム ●電池:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)

- 見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。



校正
証明書
付き

セール価格(税抜)
¥75,600

防水ポータブル溶存酸素メーター

品番	型番	測定項目	本体サイズ(mm)	通常価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2813-01-31	AS720	溶存酸素 飽和酸素濃度 温度	65×120×31	¥84,000	¥75,600

●測定範囲:溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0~200.0%、温度/0~45℃ ●電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)

- 加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。



校正
証明書
付き


セール価格(税抜)
¥25,900

防水デジタル温度計

品番	型番	測定範囲(℃)	サイズ(mm)	通常価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-7594-21-31	ASF-270T	-40~+250	70×40×171	¥28,800	¥25,900

●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1 digit、その他/0.5±1 digit ●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)

- デジタル表示で見やすい大文字です。



校正
証明書
付き

セール価格(税抜)
¥13,000

デジタルノギス

品番	型番	測定範囲(mm)	全長(mm)	通常価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-7188-21-31	GDCS-100	0~100	186	¥14,500	¥13,000

●最小読取値:0.01mm ●器差:±0.03mm ●ホールド機能付き ●電源:リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)

- ポケットに入る小型・薄型サイズです。



校正
証明書
付き

セール価格(税抜)
¥38,700

ハンドタコメーター

品番	型番	測定方式	測定範囲(rpm)	通常価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-1024-02-31	HT-4200	非接触式	30~50000	¥43,000	¥38,700

●測定精度:30~12,499/±1rpm、12,500~24,999/±2rpm、25,000~50,000/±4rpm ●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)

- モノブロック計量セルで、長期間高精度計量が行えます。



校正
証明書
付き

セール価格(税抜)
¥368,100

分析天びん

品番	型番	秤量(g)	最小表示(mg)	通常価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-1863-11-31	MS104TS/00	120	0.1	¥409,000	¥368,100

●機能:個数計数・統計・%計量・調合・チェック計量・合計・任意係数・動物計量 ●電源:ACアダプター

点検検査書付き 出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルサービスです。
出荷前バリテーション付き 出荷前にアズワンにてFAT(Factory Acceptance Test)を実施するサービスです。

校正証明書付き 出荷時に校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。