

# 超純水製造装置を特別価格で！ Direct-Q® UV 3/Simplicity UV キャンペーン

キャンペーン期間

2022年11月1日(火)  
~2023年3月17日(金)  
ご注文分まで\*

水道の無い  
場所でも  
使用可能！

希望販売価格の  
**37%OFF**



**Simplicity UV**

キャンペーン希望販売価格

**¥309,000**



水道直結、  
一台で  
超純水を精製！

希望販売価格の  
**51%OFF**

**Direct-Q® UV 3**

キャンペーン希望販売価格

**¥379,000**

こんな研究室に最適

手軽に超純水を使いたい

研究室が手狭


一日の使用量は少量

分析用水を購入している

おすすめ  
オプション

シンクラック Q-Rack、安心キット、  
消耗品スマートバスケットもお得！

裏面をご覧ください



ご注文締切: **2023年3月17日(金)**

**NEW!**

3つの  
おすすめ  
オプション



**1 + 省スペース + 漏水対策 シンクラック**

設置場所にお困りの方に最適。伸縮式で、ほとんどのシンクに設置可能。スペースの有効活用ができます。

シンクラック (伸縮式) Q-Rack 400

希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
¥130,000	<b>¥98,000</b>

\* 幅 300 × 奥行 400 ~ 543 (ラック部 394) × 高 42 mm、耐荷重: 50 kg

**3 + お得 消耗品スマートバスケット**

装置の性能を維持するために、消耗品交換が重要です。単品購入よりもお得な消耗品スマートバスケットをさらにお得にご提供!

- 次回交換分をセットに
- Direct-Q® UV 3/Simplicity UV は消耗品交換が楽
- 交換忘れ、買い忘れ防止

装置名	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
Direct-Q® UV 3	LCSMDRQ3V*	¥117,000	<b>¥79,000</b>
Simplicity UV	LCSMSPLV0V**	¥92,800	<b>¥63,000</b>

\* 構成品: SmartPak® DQ3、Millipak Express 20、185 nm UV ランプ

\*\* 構成品: SimpliPak®, SimFilter、185 nm UV ランプ

**2 + 漏水対策 安心キット**



天災や万が一の故障などによる、装置の漏水被害を最小限に抑えます。

**漏水検知器**

水を感じると水道との接続部に設置した電磁弁を閉めます。

希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
¥90,700	<b>¥50,400</b>

**ドレインパン**

装置の受け皿として、漏水の拡大を防ぎます。

希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
¥71,200	<b>¥53,000</b>

\* 寸法: 幅 375 × 奥行 515 × 高 20 mm

● 本キャンペーンでは消耗品スマートバスケット・シンクラック・ドレインパン・漏水検知器のみの販売はしておりません。装置と同時のご注文に限ります。

**水道水から供給する場合**

水道水直結型 超純水製造装置  
**Direct-Q® UV 3**



価格	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
	本体一式 + 初期消耗品: ¥776,600	<b>¥379,000</b>
特長 / こんな方におすすめ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水道水から超純水を Direct-Q® 1 台で精製</li> <li>● 超純水、純水、蒸留水グレードを 1 台で精製</li> <li>● JIS K 0557 A4 グレードの水質が必要</li> <li>● 分析用水を購入している</li> <li>● 超純水使用量が 1 日 10 L 以下</li> </ul>	
タンク	内蔵タンク: 4.5 L	
寸法	幅 290 × 奥行 420 × 高 540 mm	
仕様詳細	<a href="https://bit.ly/Direct-Q2022">https://bit.ly/Direct-Q2022</a> または装置カタログ P38, 64 をご覧ください	

**純水から供給する場合**

キャリアタンク給水型 超純水製造装置  
**Simplicity UV**



価格	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
	本体一式 + 初期消耗品: ¥493,500	<b>¥309,000</b>
特長 / こんな方におすすめ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 純水から超純水を精製</li> <li>● タンク脱着式で純水を簡単給水</li> <li>● 研究室に水道水がない</li> <li>● 超純水をタンクに貯めて使用している</li> <li>● 超純水使用量が 1 日 5 L 以下</li> </ul>	
タンク	装置脱着式: 2 L	
寸法	幅 290 × 奥行 360 × 高 510 mm	
仕様詳細	<a href="https://bit.ly/simplicity2022">https://bit.ly/simplicity2022</a> または装置カタログ P41, 65 をご覧ください	

販売店の皆様へ: 本キャンペーンは Web 仕様登録フォームでの登録が必須となります。登録の際には、ユーザー様のメールアドレスが必須となります。なお、ご注文は装置注文専用 Web サイト (<https://mitsumori.scm-bio.com/>) よりお願いします。



水銀使用製品に該当する UV ランプを含みます。UV ランプの廃棄は該当する法令や自治体の指示に従ってください。



メルクライフサイエンス - メールニュース  
[www.merckmillipore.com/wm](http://www.merckmillipore.com/wm)



メルクライフサイエンス公式 SNS、動画コンテンツをご覧ください。

掲載価格は希望販売価格 (税別) です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は 2022 年 10 月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Milli-Q are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2022 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

**メルク株式会社**

ライフサイエンス ラボウォーター事業部  
〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F  
製品の最新情報は [こちら www.merckmillipore.com/LW](http://www.merckmillipore.com/LW)  
お問い合わせ先 E-mail: [lw013148@merckgroup.com](mailto:lw013148@merckgroup.com)  
Tel: 03-4531-3939 Fax: 03-5434-4875

LWM273-2210-5K-H

**株式会社ナルセ**

〒990-0046 山形県山形市大手町 8-20  
TEL : 023-622-5052  
FAX : 023-623-2873  
e-mail : [kagaku@naruse-co.com](mailto:kagaku@naruse-co.com)