



島津の装置に、 島津のラボサプライ

キャンペーン適用にはキャンペーンコードが必要となります。
特設ページに記載されたキャンペーンコードをお近くの販売店様にお伝えください。



特設ページ URL 【https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/3weeks_sale_m01.html】

期 間 2022年12月5日（月）～ 12月23日（金）ご注文分まで

対象製品 「島津製作所製マニュアルシリンジ」

キャンペーン価格 希望小売価格より40%OFF **対象ユーザー様** すべてのユーザー様

マニュアルシリンジ

| 仕様 | P/N | PTFE チッププランジャ | タイプ | 容量 | ニードル長さ | ニードルゲージ | ニードル外径 | 針先 | 希望小売 価格（税抜） | キャンペーン 価格（税抜） |
|-------------|--------------|------------------|-----|-------|--------|---------|-----------|-----|----------------|------------------|
| 標準 | 221-75170 | — | 固定 | 5μL | 50mm | 26 | 0.47mm | ベベル | ¥6,600 | ¥3,960 |
| 標準 | 670-12552-01 | — | 固定 | 10μL | 50mm | 26 | 0.47mm | ベベル | ¥5,500 | ¥3,300 |
| 標準 | 670-12510-31 | — | 固定 | 25μL | 50mm | 25 | 0.5mm | ベベル | ¥5,800 | ¥3,480 |
| 標準 | 670-12510-36 | — | 固定 | 50μL | 50mm | 25 | 0.5mm | ベベル | ¥5,800 | ¥3,480 |
| 標準 | 670-12510-18 | — | 固定 | 100μL | 50mm | 25 | 0.5mm | ベベル | ¥6,200 | ¥3,720 |
| 標準 | 670-12510-19 | — | 固定 | 250μL | 50mm | 25 | 0.5mm | ベベル | ¥7,900 | ¥4,740 |
| 標準 | 670-12510-20 | — | 固定 | 500μL | 50mm | 25 | 0.5mm | ベベル | ¥7,900 | ¥4,740 |
| 標準 (HPLC 用) | 670-12554-01 | — | 固定 | 10μL | 51mm | 22 | 0.028inch | 90° | ¥6,000 | ¥3,600 |
| 標準 (HPLC 用) | 670-12554-02 | — | 固定 | 25μL | 51mm | 22 | 0.028inch | 90° | ¥5,800 | ¥3,480 |
| 標準 (HPLC 用) | 670-12554-03 | — | 固定 | 50μL | 51mm | 22 | 0.028inch | 90° | ¥6,000 | ¥3,600 |
| 標準 (HPLC 用) | 670-12554-04 | — | 固定 | 100μL | 51mm | 22 | 0.028inch | 90° | ¥6,900 | ¥4,140 |
| 標準 (HPLC 用) | 670-12554-05 | — | 固定 | 250μL | 51mm | 22 | 0.028inch | 90° | ¥8,100 | ¥4,860 |
| 標準 (HPLC 用) | 670-12554-06 | — | 固定 | 500μL | 51mm | 22 | 0.028inch | 90° | ¥8,100 | ¥4,860 |
| ガスタイト | 221-75170-01 | ○ | 固定 | 10μL | 50mm | 26 | 0.47mm | ベベル | ¥5,000 | ¥3,000 |
| ガスタイト | 221-75171 | ○ | 固定 | 25μL | 50mm | 25 | 0.5mm | ベベル | ¥6,900 | ¥4,140 |
| ガスタイト | 221-75172 | ○ | 固定 | 50μL | 50mm | 25 | 0.5mm | ベベル | ¥7,200 | ¥4,320 |
| ガスタイト | 221-75172-01 | ○ | 固定 | 100μL | 50mm | 25 | 0.5mm | ベベル | ¥6,600 | ¥3,960 |
| ガスタイト | 221-75172-02 | ○ | 固定 | 250μL | 50mm | 25 | 0.5mm | ベベル | ¥8,200 | ¥4,920 |

ガス分析用シリンジ

| 仕様 | P/N | PTFE チッププランジャ | タイプ | 容量 | 希望小売 価格（税抜） | キャンペーン 価格（税抜） |
|-----------|--------------|------------------|-----|-------|----------------|------------------|
| ルアーロックタイプ | 221-54778-01 | ○ | 固定 | 1mL | ¥10,900 | ¥6,540 |
| ルアーロックタイプ | 221-54778-02 | ○ | 交換 | 5mL | ¥11,900 | ¥7,140 |
| ルアーロックタイプ | 221-54778-03 | ○ | 交換 | 10mL | ¥13,300 | ¥7,980 |
| ルアーロックタイプ | 221-54778-04 | ○ | 交換 | 25mL | ¥18,300 | ¥10,980 |
| ルアーロックタイプ | 221-54778-05 | ○ | 交換 | 50mL | ¥28,500 | ¥17,100 |
| ルアーロックタイプ | 221-54778-06 | ○ | 交換 | 100mL | ¥36,400 | ¥21,840 |