

SARTORIUS

年度末キャンペーン

2023年1月5日～3月31日受注分まで

新製品の採水システムをはじめ、ラボ用天びん、
ピペット、フィルターなど使いがっのよい製品を
年度末特別価格でご用意しました。

この機会に是非ご利用ください。

Simplifying Progress



電子天びん Cubis® II シリーズ

20% OFF

次世代モジュラー式プレミアム電子天びん



モジュール式ひょう量システムCubis IIは、ハードウェアとソフトウェアのさまざまな組合せ構成が可能です（表示部、風防、アプリなど）。コンプライアンス対応を含め、ユーザーにとって最適なひょう量作業ができる特別な天びんを提供いたします。

ひょう量作業を手助けするアクセサリ



さまざまなタイプの容器（マイクロ・コニカルチューブやフラスコなど）に対応したサンプルホルダーを使用し、容器に直接ひょう量することでサンプルのロスを防ぎます。また安定所要時間が短縮され、繰り返し性も向上します（オプション対応品）。

使用目的により表示部を選択（2種類）




MCA表示部
アプリケーションによる拡張機能を搭載した、多機能型大型カラータッチディスプレイ



MCE表示部
優れた判読性と操作性を持った、ベーシックタイプのハイブリッドタッチスクリーン

QAppソフトウェアによる、ワークフロー改善やコンプライアンス対応（MCA表示部のみ）




組合せ構成のひとつにソフトウェアも含まれます。各QAppパッケージにより、データインテグリティなどへのコンプライアンス対応や、動物ひょう量、バックひょう量、チェックひょう量、調・配合など特殊なひょう量作業にも対応します。

サンプルの特性や作業効率を考慮し、風防を選択可能（10種類）



分析・1 mgモデルにはイオナイザー内蔵の自動ドア式ガラス風防が選択可能。粉体や樹脂サンプルからの静電気による指示値のばらつきを軽減し、精度と作業効率を高めます。ウルトラマイクロ・マイクロ天びんには環境測定やエンジン排ガス試験向けにフィルターひょう量用風防も選択できます。

製品番号案内



Cubis II ハイランナーモデル、
モジュラー方式モデル
全機種対象

製品番号	MCA2.7SM-S01	MCA2.7SF-S01	MCA10.6SM-S01	MCA6.6SM-S01	MCA3.6PM-S01	MCE3.6PM-S01	MCA225SI-S01
通常価格	¥3,471,000	¥3,575,000	¥3,243,000	¥2,657,000	¥2,228,000	¥1,887,000	¥1,703,000
キャンペーン価格	¥2,776,800	¥2,860,000	¥2,594,400	¥2,125,600	¥1,782,400	¥1,509,600	¥1,362,400
出荷時JCSS証明書	¥72,000	¥72,000	¥62,000	¥62,000	¥62,000	¥62,000	¥47,000
読取限度 (µg)	0.1	0.1	1	1	1/2/5	1/2/5	0.01 mg
ひょう量 (mg)	2,100	2,100	10,100	6,100	1,100/2,100/3,100	1,100/2,100/3,100	220 g
表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	多機能表示部
レベリング	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート
風防形状	モーションセンサー付き自動風防	フィルターひょう量用手動風防	モーションセンサー付き自動風防	モーションセンサー付き自動風防	モーションセンサー付き自動風防	モーションセンサー付き自動風防	イオナイザー付き自動風防
QApp (アプリケーション)	QP99	QP99	QP99	QP99	QP99	—	QP99

製品番号	MCA225SU-S01	MCE225SU-S01	MCE125SU-S01	MCA524SI-S01	MCE324SU-S01	MCA224SI-S01	MCA224SU-S01
通常価格	¥1,356,000	¥1,015,000	¥650,000	¥1,541,000	¥592,000	¥1,202,000	¥855,000
キャンペーン価格	¥1,084,800	¥812,000	¥520,000	¥1,232,800	¥473,600	¥961,600	¥684,000
出荷時JCSS証明書	¥47,000	¥47,000	¥47,000	¥42,000	¥42,000	¥42,000	¥42,000
読取限度 (mg)	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1
ひょう量 (g)	220	220	120	520	320	220	220
表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	ベーシック表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	多機能表示部	多機能表示部
レベリング	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート
風防形状	手動風防	手動風防	手動風防	イオナイザー付き自動風防	手動風防	イオナイザー付き自動風防	手動風防
QApp (アプリケーション)	QP99	—	—	QP99	—	QP99	QP99

製品番号	MCE224SU-S01	MCA124SI-S01	MCA5203SE-S01	MCA3203SE-S01	MCA6202S0-S01	MCE6202S0-S01	MCA4202S0-S01
通常価格	¥514,000	¥1,136,000	¥1,253,000	¥1,013,000	¥844,000	¥503,000	¥797,000
キャンペーン価格	¥411,200	¥908,800	¥1,002,400	¥810,400	¥675,200	¥402,400	¥637,600
出荷時JCSS証明書	¥42,000	¥42,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
読取限度 (g)	0.1 mg	0.1 mg	0.001	0.001	0.01	0.01	0.01
ひょう量 (g)	220	120	5,200	3,200	6,200	6,200	4,200
表示部	ベーシック表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	多機能表示部
レベリング	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート
風防形状	手動風防	イオナイザー付き自動風防	1 mg用手動風防	1 mg用手動風防	風防なし	風防なし	風防なし
QApp (アプリケーション)	—	QP99	QP99	QP99	QP99	—	QP99

製品番号	MCE4202S0-S01	MCA2202S0-S01	MCA8201S0-S01	MCA70201S0-S01	MCA36201S0-S01	MCE36201S0-S01	MCE36200S0-S01
通常価格	¥456,000	¥766,000	¥792,000	¥1,455,000	¥1,215,000	¥874,000	¥655,000
キャンペーン価格	¥364,800	¥612,800	¥633,600	¥1,164,000	¥972,000	¥699,200	¥524,000
出荷時JCSS証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥47,000	¥47,000	¥47,000	¥47,000
読取限度 (g)	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	1
ひょう量 (g)	4,200	2,200	8,200	70,200	36,200	36,200	36,200
表示部	ベーシック表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	ベーシック表示部
レベリング	オート	オート	オート	手動	手動	手動	手動
風防形状	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし
QApp (アプリケーション)	—	QP99	QP99	QP99	QP99	—	—

※ キャンペーン対象は上記リストのモデルを含む全ハイランナーモデルと、組合せ構成が可能なモジュラー方式モデルの全機種となります。

※ ハイランナーモデルはニーズや評価の高い組合せでのモデルとなり、仕様固定の製品です。リストはハイランナーモデルの一部製品となります。

またモジュラー方式での組合せは数千通りのパターンでの構成が可能です。モジュラー方式での製品や詳細については弊社カタログでご確認いただくか、代理店にお問い合わせください。

※ ハイランナーモデルの型式は、実際の納入品に記載の型式とは異なります。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

電子天びん Entris® II BCEシリーズ

20% OFF



ベーシックバランス製品群でのベストバリュー

- クラス最短の安定所要時間 - 最新のひょう量センサーを採用
- 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
- ハウジングに高い耐薬品性のあるPBT樹脂を採用
- GLP/GMP に準拠したプリントアウト/ データ出力
- 統計や動物ひょう量、カウンティングなど12のアプリケーションを搭載



isoCAL (全自動校正/調整機能) による正確なひょう量結果 (Iモデルのみ)



ワンクリックで設置環境に合わせた、ひょう量しやすい設定へ簡単に変更




専用ソフトなしでひょう量データ出力ができる「PCダイレクト機能」

製品番号案内



製品番号 (isoCAL搭載)	BCE224I-1SJP	BCE124I-1SJP	BCE64I-1SJP	BCE653I-1SJP
通常価格	¥195,000	¥179,000	¥164,000	¥164,000
キャンペーン価格	¥156,000	¥143,200	¥131,200	¥131,200
製品番号 (外部校正モデル)	BCE224-1SJP	BCE124-1SJP	BCE64-1SJP	BCE653-1SJP
通常価格	¥175,000	¥159,000	¥144,000	¥149,000
キャンペーン価格	¥140,000	¥127,200	¥115,200	¥119,200
出荷時JCSS校正証明書	¥42,000	¥42,000	¥42,000	¥37,000
校正調整用分銅価格	¥48,200 (E ₂ /200 g)	¥42,900 (E ₂ /100 g)	¥38,700 (E ₂ /50 g)	¥56,400 (F ₁ /500 g)
読取限度 (mg)	0.1	0.1	0.1	0.001 g
ひょう量 (g)	220	120	60	650



製品番号 (isoCAL搭載)	BCE623I-1SJP	BCE423I-1SJP	BCE323I-1SJP	BCE223I-1SJP
通常価格	¥142,000	¥127,000	¥111,000	¥103,000
キャンペーン価格	¥113,600	¥101,600	¥88,800	¥82,400
製品番号 (外部校正モデル)	BCE623-1SJP	BCE423-1SJP	BCE323-1SJP	BCE223-1SJP
通常価格	¥127,000	¥112,000	¥96,000	¥88,000
キャンペーン価格	¥101,600	¥89,600	¥76,800	¥70,400
出荷時JCSS校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
校正調整用分銅価格	¥56,400 (F ₁ /500 g)	¥37,800 (F ₁ /200 g)	¥37,800 (F ₁ /200 g)	¥37,800 (F ₁ /200 g)
読取限度 (g)	0.001	0.001	0.001	0.001
ひょう量 (g)	620	420	320	220



製品番号 (isoCAL搭載)	BCE620I-1SJP	BCE420I-1SJP	BCE320I-1SJP	BCE220I-1SJP	BCE120I-1SJP	BCE822I-1SJP
通常価格	¥158,000	¥137,000	¥120,000	¥107,000	¥100,000	¥93,000
キャンペーン価格	¥126,400	¥109,600	¥96,000	¥85,600	¥80,000	¥74,400
製品番号 (外部校正モデル)	BCE620-1SJP	BCE420-1SJP	BCE320-1SJP	BCE220-1SJP	BCE120-1SJP	BCE822-1SJP
通常価格	¥143,000	¥122,000	¥105,000	¥92,000	¥85,000	¥78,000
キャンペーン価格	¥114,400	¥97,600	¥84,000	¥73,600	¥68,000	¥62,400
出荷時JCSS校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
校正調整用分銅価格	¥135,800 (F ₁ /5 kg)	¥90,400 (F ₁ /2 kg)	¥90,400 (F ₁ /2 kg)	¥90,400 (F ₁ /2 kg)	¥68,000 (F ₁ /1 kg)	¥56,400 (F ₁ /500 g)
読取限度 (g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ひょう量 (g)	6,200	4,200	3,200	2,200	1,200	820

製品番号 (isoCAL搭載)	BCE622I-1SJP	BCE820I-1SJP	BCE520I-1SJP	BCE220I-1SJP	BCE8200I-1SJP	BCE6200I-1SJP
通常価格	¥86,000	¥116,000	¥98,000	¥88,000	¥98,000	¥88,000
キャンペーン価格	¥68,800	¥92,800	¥78,400	¥70,400	¥78,400	¥70,400
製品番号 (外部校正モデル)	BCE622-1SJP	BCE820I-1SJP	BCE520I-1SJP	BCE220I-1SJP	BCE8200-1SJP	BCE6200-1SJP
通常価格	¥71,000	¥101,000	¥83,000	¥73,000	¥83,000	¥73,000
キャンペーン価格	¥56,800	¥80,800	¥66,400	¥58,400	¥66,400	¥58,400
出荷時JCSS校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
校正調整用分銅価格	¥56,400 (F ₁ /500 g)	¥117,100 (F ₂ /5 kg)	¥117,100 (F ₂ /5 kg)	¥83,300 (F ₂ /2 kg)	¥117,100 (F ₂ /5 kg)	¥117,100 (F ₂ /5 kg)
読取限度 (g)	0.01	0.1	0.1	0.1	1	1
ひょう量 (g)	620	8,200	5,200	2,200	8,200	6,200

※ 分銅価格にはJCSS校正証明書が含まれています。

電動ピペット Picus[®] 20% OFF

多検体の取り扱いも楽々、手に優しい大人気電動ピペット

■ 1日の間でピペティングの結果にばらつきがありますか？

電動ピペットのパイオニアが開発した内部動作システムにより、正確な分注が可能です。DCモーターと光学センサーの搭載で、精度が高い等量連続分注が可能です。96/384ウェルプレートで多量なアッセイを1日を通して繰り返しピペティングする場合などに、手動ピペットよりもスピーディーで再現性の高い分注が可能です。

■ 使用者の経験度に関わらず、均一な結果が得られていますか？

手動ピペットのような操作が無いのでプレを抑え、再現性の高い結果を得られます。(下図)

■ 親指は痛みませんか？


ソフトタッチのキーパッドで、強くボタンを押す必要がありません。特許を取得した電動式チップエジェクションは、ワンタッチでチップが外せる機能です。腱鞘炎を予防し、長時間のピペティングによる負荷を軽減します。




Picus[®]

操作者の経験度がピペティングの精度に及ぼす影響

平均的なピペティング経験者



ピペティング経験が少ない場合



結論：人による誤差の解消

電動ピペットは手動の操作が無いので、ピペティングの経験度に関係なく少量の取り扱いでも常に再現性の高い結果を得られます。

電動ピペット Picus[®] 価格表

製品番号 Picus [®]	チャンネル、取扱容量、 その他製品	可変容量 (μL)	通常価格 Picus [®]	キャンペーン価格 Picus [®]	オプション：JCSS校正を実施の場合 合否判定付き*
735021	1 ch、0.2 - 10 μL	0.01	¥89,000	¥71,200	¥12,000
735041	1 ch、5 - 120 μL	0.10	¥89,000	¥71,200	
735061	1 ch、10 - 300 μL	0.20	¥89,000	¥71,200	
735081	1 ch、50 - 1,000 μL	1.00	¥89,000	¥71,200	
735101	1 ch、100 - 5,000 μL	5.00	¥89,000	¥71,200	
735111	1 ch、500 - 10,000 μL	10.00	¥89,000	¥71,200	¥29,000
735321	8 ch、0.2 - 10 μL	0.01	¥170,000	¥136,000	
735341	8 ch、5 - 120 μL	0.10	¥170,000	¥136,000	
735361	8 ch、10 - 300 μL	0.20	¥170,000	¥136,000	
735391	8 ch、50 - 1,200 μL	1.00	¥170,000	¥136,000	
735421	12 ch、0.2 - 10 μL	0.01	¥189,000	¥151,200	¥39,000
735441	12 ch、5 - 120 μL	0.10	¥189,000	¥151,200	
735461	12 ch、10 - 300 μL	0.20	¥189,000	¥151,200	
735491	12 ch、50 - 1,200 μL	1.00	¥189,000	¥151,200	
730981	1台掛け充電スタンド		¥28,600	¥22,880	
730991	4台掛回転充電スタンド		¥60,000	¥48,000	


* ご購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。オプションの合否判定試験も含まれた金額です。JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP、GLPなどに準拠する校正です。別途お申込書の記載が必要です。詳細はお問い合わせください。

手動ピペット Tacta®

20% OFF

汚染対策万全な超軽量操作で一度使ったら手放せなくなる手動ピペット

- まるごとオートクレーブ可能：クロスコンタミネーションを効果的に防止し、精度が高いので結果の信頼性が向上します。
- 工具不要で分解でき簡単にセルフメンテが可能です。クリーニングが簡単なので、各種サンプル別の汚染除去が容易です。(図a)
- セーフコーンフィルターを20 µL以上のモデルに取り付け可能です。本体への汚染を予防します。(図b)
- 容量のズレを防ぐロック機能により、ピペッティング中に容量が変わってしまうことを防ぎます。
- ソフトチップ取外し機能により、チップを取り外す際のチップ内の飛沫による汚染を防ぎ、エアロゾルなどの汚染のリスクを減らせます。
- 握りやすいボディと使いやすい設計で手への負担を軽減します。より見やすい全桁容量表示 (図c)、ユーザー専用容量調整窓付きです。付属のツールで調整します。(図d)



手動ピペット Tacta® 価格表

製品番号	チャンネル、取扱容量、その他製品	可変容量 (µL)	通常価格	キャンペーン価格	オプション：JCSS校正を実施の場合 合否判定付き*
LH-729010	1ch、0.1 - 3 µL	0.002	¥41,000	¥32,800	¥12,000
LH-729020	1ch、0.5 - 10 µL	0.01	¥41,000	¥32,800	
LH-729030	1ch、2 - 20 µL	0.02	¥41,000	¥32,800	
LH-729050	1ch、10 - 100 µL	0.10	¥41,000	¥32,800	
LH-729060	1ch、20 - 200 µL	0.20	¥41,000	¥32,800	
LH-729070	1ch、100 - 1,000 µL	1.00	¥41,000	¥32,800	
LH-729080	1ch、500 - 5,000 µL	10.0	¥41,000	¥32,800	
LH-729090	1ch、1 - 10 mL	20.0	¥41,000	¥32,800	
LH-729120	8ch、0.5 - 10 µL	0.01	¥114,000	¥91,200	¥29,000
LH-729130	8ch、5 - 100 µL	0.10	¥114,000	¥91,200	
LH-729140	8ch、30 - 300 µL	0.20	¥114,000	¥91,200	
LH-729220	12ch、0.5 - 10 µL	0.01	¥130,000	¥104,000	¥39,000
LH-729230	12ch、5 - 100 µL	0.10	¥130,000	¥104,000	
LH-729240	12ch、30 - 300 µL	0.20	¥130,000	¥104,000	
LH-725630	6台掛け回転式スタンド・手動用		¥23,000	¥18,400	
725620	リニアスタンド (全機種対応)		¥14,400	¥11,520	

* ご購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。オプションの合否判定試験も含まれた金額です。JIS、日本薬方、ISO/IEC17025、GMP、GLPなどに準拠する校正です。別途お申込書の記載が必要です。詳細はお問い合わせください。

超純水製造装置アリウム Mini シリーズ

本体40% OFF + 初期消耗品プレゼント

アリウム Mini：超純水の使用量目安～10 L/日



画期的な内蔵バッグタンク技術を採用



コンパクト&スタイリッシュデザイン

アリウム Mini シリーズ

- 使い捨て内蔵バッグタンクを採用したことにより、化学薬品を用いたタンク洗浄が不要でメンテナンスの手間は軽減。バッグは前処理水を外気と接触させないため、二次汚染・水質劣化を防ぎ、超純水製造用の消耗品への負荷を低減
- 大型のカラータッチパネル式インターフェースで容量採水機能に直接アクセスでき、日常的な操作がストレスフリー
- UVランプ有り・無しの機種を選択でき、供給水は水道水または一次処理水（手動供給かライン接続）に対応可能
- 小型超純水製造装置にもかかわらず、機器の適格性検証（IQ/OQ）が可能

アリウム Mini シリーズ - 機種別価格

製品番号	製品名	構成・内容	通常価格*	キャンペーン価格*
H2O-MM-T	アリウム Mini	一次処理水供給タイプ（手動操作）	¥427,100	¥226,200
H2O-MM-UV-T	アリウム Mini UV	一次処理水供給タイプ（手動操作）、UV ランプ付	¥495,100	¥267,000
H2O-MU-T	アリウム Mini Essential	一次処理水供給タイプ（ライン接続）	¥482,100	¥262,800
H2O-MU-UV-T	アリウム Mini Essential UV	一次処理水供給タイプ（ライン接続）、UV ランプ付	¥563,100	¥311,400
H2O-MA-T	アリウム Mini Plus	水道水供給タイプ	¥629,000	¥320,400
H2O-MA-UV-T	アリウム Mini Plus UV	水道水供給タイプ、UV ランプ付	¥699,000	¥362,400

* 本体および設置に必要な初期消耗品を含みます。設置調整費（¥74,000）は別途必要です。

Smart Station リモートディスペンサ **45% OFF**

優れた機能性とフレキシビリティを実現



アリウム装置 (左) に接続する Smart Station リモートディスペンサ (右)

Smart Station リモートディスペンサ

- 製品バリエーション：純水用／超純水用／卓上スタンド型／壁掛け型
- 対応アリウム装置：Pro および Comfort (超純水の採水) / Advance および Comfort (純水の採水)
- 超純水用 Smart Station の直列接続：最大 3 ユニット直列接続可能、各ユニットの間隔は最長 4 m
- 採水機能：容量採水、お気に入り容量採水、手動採水、1 滴ずつ採水 (超純水のみ)
- トレーサビリティ&コネクティビティ機能：採水レポートの保存および印字可能、データの PC への直接転送、ネットワーク接続による暗号化データ転送 (ELN など)、ウェブページ上でのデータモニタリング

Smart Station リモートディスペンサ - 機種別価格

製品番号	製品名	構成・内容	通常価格*	キャンペーン価格*
H2O-ARST-P-T	純水用 Smart Station リモートディスペンサ	卓上スタンド型 (2.0 m + 0.7 m)	¥232,000	¥127,600
H2O-ARST-P-B	純水用 Smart Station リモートディスペンサ	壁掛け型 (2.0 m + 0.7 m)	¥232,000	¥127,600
H2O-ARST-UP-T	超純水用 Smart Station リモートディスペンサ	卓上スタンド型 (2.0 m + 0.7 m)	¥274,000	¥150,700
H2O-ARST-UP-B	超純水用 Smart Station リモートディスペンサ	壁掛け型 (2.0 m + 0.7 m)	¥274,000	¥150,700

* Smart Station の設置調整費はアリウム本体の設置調整費に含まれます。既存装置に新規設置する際の設置調整費についてはお問い合わせください。

ミニザルトRC / SRP シリーズ

30% OFF

選ばれる理由

- 軽い操作性
- RCは最も非特異吸着ロスが低い
- 広範囲に適応可能な耐薬性

※ 未滅菌品でもオートクレーブ可能

こんな方におすすめ

- 軽い操作性がお好みの方
- タンパクや核酸、ウイルス溶液の清澄ろ過

ミニザルトRC (HPLC・UHPLC前処理に) 膜材質:再生セルロース ACK:EOG滅菌

製品番号	製品名	孔径	入数	通常価格	キャンペーン価格
17821-----K	ミニザルトRC4	0.2 μm	50	¥6,500	¥4,550
17822-----K	ミニザルトRC4	0.45 μm	50	¥6,500	¥4,550
17761-----K	ミニザルトRC15	0.2 μm	50	¥9,600	¥6,720
17761-----ACK	ミニザルトRC15	0.2 μm	50	¥13,900	¥9,730
17762-----K	ミニザルトRC15	0.45 μm	50	¥9,600	¥6,720
17764-----K	ミニザルトRC25	0.2 μm	50	¥11,600	¥8,120
17764-----ACK	ミニザルトRC25	0.2 μm	50	¥18,300	¥12,810
17765-----K	ミニザルトRC25	0.45 μm	50	¥11,600	¥8,120
17765-----ACK	ミニザルトRC25	0.45 μm	50	¥18,300	¥12,810



ミニザルトSRP (有機溶媒用) 膜材質:疎水性PTFE ACK, OSK:EOG滅菌

製品番号	製品名	孔径	入数	通常価格	キャンペーン価格
17820-----K	ミニザルトSRP4	0.45 μm	50	¥7,800	¥5,460
17573-----K	ミニザルトSRP15	0.2 μm	50	¥12,100	¥8,470
17573-----ACK	ミニザルトSRP15	0.2 μm	50	¥17,900	¥12,530
17574-----K	ミニザルトSRP15	0.45 μm	50	¥12,100	¥8,470
17558-----K	ミニザルトSRP15 (SS型)	0.2 μm	50	¥12,100	¥8,470
17559-----K	ミニザルトSRP15 (SS型)	0.45 μm	50	¥12,100	¥8,470
17575-----K	ミニザルトSRP25	0.2 μm	50	¥25,700	¥17,990
S7575-----FXOSK	ミニザルトSRP25	0.2 μm	50	¥35,500	¥24,850
17576-----K	ミニザルトSRP25	0.45 μm	50	¥25,700	¥17,990



吸引加圧両用ポンプ

マイクロザルト e.jet ポンプ 30% OFF

- 気体と液体を同時に吸引可能なので廃液瓶不要
- 1.4 kgで軽量コンパクト
- 微生物検査をはじめとするさまざまな用途に



製品名	製品番号	通常価格	キャンペーン価格
マイクロザルト e.jet ポンプ ACアダプタ付き	166MP-4	¥201,700	¥141,190

ポリカーボネート製フィルターホルダー 30% OFF

- さまざまな用途にお使いいただける超定番製品
- オートクレーブ可
- フィルターホルダーのみ (16511) と、250 mLフラスコ付 (16510)



製品名	製品番号	通常価格	キャンペーン価格
PC製フィルターホルダー・250 mLフラスコ付き	16510	¥17,100	¥11,970
PC製フィルターホルダー・フィルターホルダーのみ	16511	¥11,600	¥8,120

16510

ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11 Daiwa品川Northビル4階

TEL : 03-6478-5200 FAX : 03-6478-5494

Email : hp.info@sartorius.com <http://www.sartorius.co.jp/>

お問い合わせ先

営業所

東京 〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11

TEL : 03-6478-5200 FAX : 03-6478-5494

大阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39

名古屋 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング11F (1131)

TEL : 03-6478-5204 FAX : 03-6478-5497

- 納期の決まった製品はあらかじめ弊社営業担当へご相談ください。

■ 本誌掲載の価格はすべて税抜き価格です。

カタログNo. 2023Q1LPSCP

株式会社ナルセ

〒990-0046

山形県山形市大手町8-20

TEL : 023-622-5052

FAX : 023-623-2873

e-mail : kagaku@naruse-co.com