

分析天びん イオナイザー
AP series × STABLO-AP
Set Campaign

2023年
9月末まで

静電気除去機/イオナイザー

STABLO-AP

静電気でお困りのお客様へ



9.2万円



新型分析天びん

APシリーズ

計量作業のスピードアップ、
安定した計量を行いたいお客様へ



20.2万円~

セット購入の場合
特別価格でご提供

イオナイザーの内蔵が可能！！


APシリーズ×STABLO-AP

帯電した試料を精度よく計量したいお客様へ



分析天びんAPシリーズは、イオナイザSTABLO-APを
内蔵できる機能を搭載しています。

ワンボタンでイオン照射をおこない、帯電した試料、
容器を除電し再現性の高い計量がおこなえます。



STABLO-AP

こんなときに活躍します！

静電気でアンプルにサンプルがなかなか入らない！



アンプルの入り口や側面に付着して
扱いづらい。



STABLO-APでアンプルを除電。



数秒で除電完了。作業効率もアップ。

ゴム手袋にラップフィルムがくっつく！



ゴム手袋にラップフィルムが
まとわりついて作業しづらい。



STABLO-APをスタンドに取付け、
手袋を除電する。



およそ10秒ほどで除電され、
くっつくことがなくなった。

確実な除電能力

イオンバランスの良いAC方式を採用

- 逆帯電することがありません
- 広範囲を除電可能
- 長期間、安定した性能

無風で高速除電



P/N	品 名	価 格
S321-73700-01	STABLO-AP 本体(スタンド付き)	¥92,000

AP series

高速応答、高安定性を実現

分析天びんの新たなステージへ

High Speed Stress Free

微量計量（1mg～）の表示反応時間を約2秒に短縮。はかりとりの作業効率が大幅にUPします。

イオナイザSTABLO-APを装着可能。
静電気による影響を排除し、手間なく信頼性の高い計量を実現。



シリーズ名	Wシリーズ							Xシリーズ		
形名	AP225W	AP135W	AP125WD	AP225WD	AP124W	AP224W	AP324W	AP124X	AP224X	AP324X
P/N	S321-74000-13	S321-74000-10	S321-74000-11	S321-74000-12	S321-74000-01	S321-74000-02	S321-74000-03	S321-74000-04	S321-74000-05	S321-74000-06
価格	¥784,000	¥465,000	¥379,000	¥442,000	¥258,000	¥292,000	¥325,000	¥202,000	¥224,000	¥269,000
ひょう量	220g	135g	120g/52g	220g/102g	120g	220g	320g	120g	220g	320g
最小表示	0.01mg		0.1mg/0.01mg		0.1mg			0.1mg		
校正分銅	内蔵				内蔵			内蔵		
繰り返し性 (ひょう量負荷時)	0.015mg (～20g) 0.03mg(～100g) 0.05mg(～ひょう量)	0.05mg	0.1mg/ 0.02mg	0.1mg/ 0.05mg	0.1mg		0.15mg	0.1mg		0.15mg
繰り返し性 (低荷重時)	0.01mg (5g荷重)	0.015mg (5g荷重)			0.1mg (5g荷重)	0.1mg (10g荷重)	0.1mg (20g荷重)	0.1mg (5g荷重)	0.1mg (10g荷重)	0.1mg (20g荷重)
最小計量値 ※1	20mg	30mg			200mg			200mg		
直線性	±0.1mg		±0.2mg/ ±0.05mg	±0.2mg/ ±0.1mg	±0.2mg		±0.3mg	±0.2mg		±0.3mg
応答時間 ※2	約8秒		約2秒/約8秒		約2秒			約2秒		
USBホスト(Type A)	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－
USBデバイス (Type B)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レシピ調合	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－
HPLC用緩衝溶液調整	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－
mol換算機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
試料 (濃度) 調製	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－
点検サポート機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タイマー-CAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
イオナイザ (オプション)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ご注文・お問合せは...

株式会社 島津製作所

分析計測事業部

島津天びんホームページアドレス
<http://www.an.shimadzu.co.jp/balance/>

東京支社 天びん営業課
[担当地域 北海道・東北・関東・甲信越・静岡県]
〒101-8448東京都千代田区神田錦町1丁目3
TEL (03) 3219-5705 FAX (03) 3219-5610

株式会社ナルセ

〒990-0046 山形県山形市大手町8-20
TEL : 023-622-5052
FAX : 023-623-2873
e-mail : kagaku@naruse-co.com