



**キャンペーン期間** 2023年12月4日（月）～ 12月22日（金）ご注文分まで

**対象製品** 「島津製作所製 GC注入口インサート（17品目のみ）」

- ・島津製作所装置には島津ブランドのインサートを推奨
- ・不活性処理済み
- ・GC-2030、GC-2014、GC-2010 など様々な機種種のインサートがラインナップ



**キャンペーン価格** 希望小売価格より30%OFF

特設ページはこちら



**対象ユーザー様** すべてのユーザー様

**キャンペーンコード** GLC3W

## キャンペーン対象製品ラインナップ

気になる製品やご不明な点等ございましたら、お取引のある販売店、もしくは島津ジーエルシーまでお気軽にお問い合わせください。

※ キャンペーンの適用にはキャンペーンコードが必要となります。お忘れのないようご注意ください。

30%OFF!!

注入方式	P/N	外径	内径	長さ	入数	その他仕様（注入ユニット側は右側です）	対応機種			希望小売 価格（税抜）	キャンペーン 価格（税抜）
							GC-2030	GC-2014	GC-2010		
スプリット/ スプリットレス	227-35007-01	4.9 mm	3.4 mm	95 mm	5	スプリット用 (不活性処理済、ウール付き)	○			¥25,100	¥17,570
	227-35008-01	5.0 mm	3.4 mm	95 mm	5	スプリットレス用 (不活性処理済、ウール付き)	○			¥29,700	¥20,790
	221-75192	5.0 mm	3.4 mm	95 mm	5	スプリットレス用 (不活性処理済)		○	○	¥25,700	¥17,990
	221-75187	5.0 mm	3.4 mm	95 mm	5	スプリット/スプリットレス兼用 (不活性処理済、ウール付き)		○	○	¥26,700	¥18,690
	221-75188	5.0 mm	3.4 mm	95 mm	5	スプリット/スプリットレス兼用 (不活性処理済、ウール付き)		○	○	¥20,700	¥14,490
	221-75189	5.0 mm	3.4 mm	95 mm	5	スプリット/スプリットレス兼用 (不活性処理済、ウール付き)		○	○	¥20,700	¥14,490
	221-75190	5.0 mm	3.4 mm	95 mm	5	スプリット/スプリットレス兼用 (不活性処理済)		○	○	¥11,800	¥8,260
	227-35016-01	5.0 mm	3.4 mm	95 mm	5	スプリット/スプリットレス兼用 (不活性処理済、ウール付き)	○			¥22,300	¥15,610
	221-75191	5.0 mm	3.4 mm	95 mm	5	スプリット/スプリットレス兼用 (不活性処理済、ウール付き)		○	○	¥26,500	¥18,550
	221-75193	5.0 mm	3.4 mm	95 mm	5	スプリット/スプリットレス兼用 (不活性処理済、ウール付き)			○	¥25,100	¥17,570
	221-75194	5.0 mm	3.4 mm	95 mm	5	スプリット/スプリットレス兼用 (不活性処理済)			○	¥18,700	¥13,090
	221-41444-05	5.0 mm	3.4 mm	95 mm	5	スプリット/スプリットレス兼用 (不活性処理済)		○		¥18,700	¥13,090
	221-41544-05	5.0 mm	2.6 mm	95 mm	5	スプリット/スプリットレス兼用 (不活性処理済)		○		¥8,300	¥5,810
	227-35015-01	5.0 mm	3.4 mm	95 mm	5	水溶性分析用 (ウール 20 mg)	○			¥27,600	¥19,320
	221-75195	5.0 mm	3.4 mm	95 mm	5	スプリット/スプリットレス兼用 (不活性処理済、ウール付き)		○		¥25,200	¥17,640
ダイレクト (WBI)	221-75197	5.0 mm	3.4 mm	95 mm	5	スプリットレス WBI 用 (不活性処理済、ウール付き)		○	○	¥32,300	¥22,610
SPME	221-75196	5.0 mm	0.75 mm	95 mm	5	SPME ファイバー用 (不活性処理済)	○	○	○	¥14,900	¥10,430

掲載品以外はキャンペーン対象外となります。


# 最適なインサートを選んでいますか？

インサートを選定する際、メーカーによって形状が異なったり、どれが最適か選定に迷ってしまう、そんな経験はないでしょうか？そんな場合に役立つ簡易選定コンテンツをご紹介します！  
島津ジーエルシーウェブサイト内にある **「GLC Assist」** では、注入方式やサンプル特長を選んでいくと、条件に合ったインサート形状を選定してくれます！\*

※推奨するインサートの形状種類は一般的な選択条件に基づいて選定しています。目安としてご参考ください。  
ご使用の装置や詳細な分析条件などで、より精度の高い選定も可能です。詳しい選定が必要な場合は、島津ジーエルシーまでお気軽にお問い合わせください。



QRコードからもアクセスできます。




「GLC Assist」イメージ

## ☑ こうなる前に交換しましょう！

定期的な交換で、

- ◆ 分析結果の信頼性向上！
- ◆ カラムの交換頻度低減！
- ◆ GC システム全体のメンテナンス頻度低減！



## 島津ジーエルシー メルマガ会員様募集中！

### ご登録手順

#### ① 島津ジーエルシーのホームページにアクセス

Google、Yahoo 検索などで「島津ジーエルシー」と検索していただくと出てきます。

島津ジーエルシー 検索

【イメージ】



#### ② トップページにある「メルマガ会員登録」のバナーをクリック

「会員様募集中」と書かれたバナーが目印です！



#### ③ 登録フォームに必要事項を記入していただき登録完了です！

スマートフォン、タブレットをお持ちの方は右記の QR コードを読み込んでいただくと登録フォームのページに一発アクセスできます！



お手数ですが是非  
ご登録をお願いいたします！

- お得なキャンペーン情報をいち早く！
- 新製品などの最新情報が届く！
- ハウツーコンテンツなどのご紹介も！

その他にも、お役立ち情報があれば随時お届けいたします！お気軽にご登録ください！

こちら是非！

島津ジーエルシー公式  
YouTube チャンネル



ラボサプライ（クロマト関連消耗品）の  
さまざまな動画を公開中！  
是非チャンネル登録をお願いいたします！

島津ジーエルシー YouTube

販売元

株式会社 島津ジーエルシー

島津ジーエルシー 検索

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/>

販売店

担当

※本資料は作成時の情報に基づいて作成されており、予告なく改訂することがあります。