

# 天びん・水分計 特別価格キャンペーン

対象機種は6シリーズ！20万円以下、10万円以下でご提供出来る製品あります！

## AU series



分析天びんのスタンダードモデル。  
アルミ一体型質量センサ「ユニブロック」を採用した、多機能分析天びん。  
耐衝撃性・応答性・安定性に優れています。  
セミマイクロレンジの計量が可能。  
薬品等に強いアルミダイキャスト製ボディ。PC接続も可能です。

## ATX224R



分析天びんのベーシックモデル。  
耐衝撃性・応答性・安定性に優れたユニブロックを採用しています。  
スマートセッティング搭載。STABLO-AP(イオナイザ)併用で安定計量。  
USBとRS-232CでPC接続も可能です。

## UP series



高性能上皿天びん。薬品に強いアルミダイキャストボディ。  
UP-Xシリーズは校正分銅を内蔵、簡単に感度調整が可能。  
幅広いラインナップを取り揃えております。

## TW/X-N series



操作性に優れた低価格な上皿天びん。  
スマートセッティング機能搭載で、  
応答性・安定性の調整が簡単に出来ます。

## MOC63u



内蔵のハロゲンヒータでサンプルを加熱し、簡単・正確に水分率を  
求めることが出来ます。乾燥機による乾燥減量法よりも短時間で測定可能。  
各種アプリケーションやデモ機もご用意。

シリーズ名	通常(税込)	キャンペーン価格 (税込)
AU	<del>19.0～36.7万円</del>	特価でご提供！！ お問合せください。
ATX224R	<del>20.6万円</del>	
UP	<del>14.5～30.3万円</del>	
TW/X-N	<del>8.9～15.7万円</del>	
MOC63u	<del>23.1万円</del>	

ご注文・お問合せは…

株式会社ナルセ

〒990-0046  
山形県山形市大手町8-20  
TEL : 023-622-5052  
FAX : 023-623-2873  
e-mail : kagaku@naruse-co.com

対象機種は6シリーズ！20万円以下、10万円以下でご提供出来る製品あります！

AUシリーズ

形名 P/N	AUW-Dシリーズ		AUWシリーズ			AUXシリーズ			AUYシリーズ	
	AUW220D S321-62900-12	AUW120D S321-62900-11	AUW320 S321-62900-03	AUW220 S321-62900-02	AUW120 S321-62900-01	AUX320 S321-62900-06	AUX220 S321-62900-05	AUX120 S321-62900-04	AUY220 S321-62900-08	AUY120 S321-62900-07
ひょう量	220g/82g	120g/42g	320g	220g	120g	320g	220g	120g	220g	120g
最小表示	0.1mg/0.01mg		0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg
価格	¥334,000	¥328,000	¥317,000	¥282,000	¥248,000	¥253,000	¥207,000	¥184,000	¥184,000	¥173,000

ATX224R

形名 P/N	ATX224R S321-74400-04
ひょう量	220g
最小表示	0.1mg
価格	¥187,000



MOC63u

形名 P/N	MOC63u S321-71500-02
ひょう量	最大サンプル量 60g 最小サンプル量 0.02g
最小表示	質量 0.001g 水分率 0.01%
価格	¥210,000



UP-Xシリーズ(校正分銅内蔵形)

形名 P/N	UP223X S321-74600-01	UP423X S321-74600-03	UP623X S321-74600-04	UP823X S321-74600-05	UP1023X S321-74600-06	UP2202X S321-74600-13	UP4202X S321-74600-15	UP6202X S321-74600-16	UP422X S321-74600-11	UP822X S321-74600-12	UP4201X S321-74600-18	UP8201X S321-74600-19
ひょう量	220g	420g	620g	820g	1020g	2200g	4200g	6200g	420g	820g	4200g	8200g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
価格	¥201,000	¥209,000	¥237,000	¥253,000	¥275,000	¥201,000	¥209,000	¥231,000	¥171,000	¥198,000	¥187,000	¥220,000

UP-Yシリーズ

形名 P/N	UP223Y S321-74600-21	UP423Y S321-74600-23	UP623Y S321-74600-24	UP823Y S321-74600-25	UP1023Y S321-74600-26	UP2202Y S321-74600-33	UP4202Y S321-74600-35	UP6202Y S321-74600-36	UP422Y S321-74600-31	UP822Y S321-74600-32	UP4201Y S321-74600-38	UP8201Y S321-74600-39
ひょう量	220g	420g	620g	820g	1020g	2200g	4200g	6200g	420g	820g	4200g	8200g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
価格	¥160,000	¥171,000	¥182,000	¥193,000	¥215,000	¥160,000	¥171,000	¥176,000	¥132,000	¥149,000	¥138,000	¥149,000

TW-Nシリーズ(校正分銅内蔵形)

形名 P/N	TW223N S321-64507-07	TW323N S321-64507-08	TW423N S321-64507-09
ひょう量	220g	320g	420g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g
価格	¥101,000	¥112,000	¥143,000



UP series

TW/TX

TX-Nシリーズ

形名 P/N	TX223N S321-64507-02	TX323N S321-64507-03	TX423N S321-64507-04	TX2202N S321-64507-12	TX3202N S321-64507-13	TX4202N S321-64507-14
ひょう量	220g	320g	420g	2200g	3200g	4200g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g
価格	¥81,000	¥87,000	¥111,000	¥83,000	¥89,000	¥117,000



特価でご提供します！！

表面記載の窓口までお問い合わせください。

島津 天びん

