



今年も開催！
キャンペーン期間
2024年9月末まで

アカデミックキャンペーン2024

ワークフローをまるっと提案！ビュッヒの蒸留・濃縮・精製・乾燥装置

【対象となるお客様】 日本国内の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校(中高一貫校)などを対象とさせていただきます

ロータリーエバポレーター R-100

フラスコの着脱が容易なコンビクリップを標準装備

標準価格より50%以上お得!



縦型・凝集量目視タイプ
(V型コンデンサー標準ガラス)
品番: 11100V102-A

標準価格: ¥410,000

キャンペーン価格

¥180,000
(税込 ¥198,000)

とにかくシンプルな定番モデル

- ・オリジナルメーカーならではのガラス精度
- ・全合成や天然物抽出に使いやすい4Lの回転フラスコを使用可能
- ・チラーと冷却水ホース別売



チラー不要タイプ
(C型コンデンサー標準ガラス)
品番: 11100C102-A

標準価格: ¥435,000

キャンペーン価格

¥210,000
(税込 ¥231,000)

コールドトラップ型のコンデンサー搭載

- ・必要な時に必要な量の寒剤を投入
- ・電気代の大幅削減が可能に
- ・チラーが不要なため研究室が静かに
- ・バス温度を40°C以下にしたい方におススメ



PTFEダイヤフラム真空ポンプ V-100シリーズ

低ノイズ、ノンオイル、内部を溶媒で簡単に洗浄可能

V-100 ポンプ単体
品番: 11V100000-A
標準価格: ¥230,000
キャンペーン価格
¥138,000
(税込 ¥151,800)

V-102 真空制御セット
品番: 11V100110-A
標準価格: ¥420,000
キャンペーン価格
¥248,000
(税込 ¥272,800)

V-103 真空制御 & 溶媒回収セット
品番: 11V100111-A
標準価格: ¥550,000
キャンペーン価格
¥350,000
(税込 ¥385,000)

ロータリーエバポレーター R-100バンドルセット

R-100バンドルセットV型
品番: 11100V1002-A
【内容】
R-100 V型本体/ポンプV-100/
インターフェイス I-100
標準価格: ¥830,000
キャンペーン価格
¥400,000
(税込 ¥440,000)

R-100バンドルセットC型
品番: 11100C1002-A
【内容】
R-100 C型本体/ポンプV-100/
インターフェイス I-100
標準価格: ¥850,000
キャンペーン価格
¥430,000
(税込 ¥473,000)

多検体エバポレーター マルチベーパー

やっぱり減圧蒸留! 「早い」「省スペース」「移し替え手間無し」「溶媒回収」

37%OFF



<動画>
蒸留概要



特長

- ・12検体、または6検体同時に減圧蒸留できるので、分析時間短縮
- ・真空ポンプやチラーも1台で蒸留できるので、省スペース、なおかつ導入コスト削減
- ・移し替え不要! 濃縮/蒸留前の容器そのままで減圧蒸留可能なので、作業効率向上
- ・ジクロロメタンや酢酸エチルをご使用の方にはPEEK仕様をご用意

仕様

| | P-6 | P-12 |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------|
| 試料管サイズ | 外径 16~ 58 mm 長さ 70~150 mm | 外径 15~30 mm 長さ 15~150 mm |
| 処理量 | 10~160 mL | 0.5~30 mL |
| 材質(接液部) | PETP、PTFE、PFA、ガラス(オプションでPEEKも可) | |
| 寸法(W×D×H) | 270 × 400 × 400 mm | |

P-6(エバポ接続タイプ) 品番:MP22101R00-A

標準価格:¥2,110,000

キャンペーン価格 **¥1,310,000**
(税込 ¥1,441,000)

P-6(独立タイプ) 品番:MP22101S20-A

標準価格:¥2,410,000

キャンペーン価格 **¥1,510,000**
(税込 ¥1,661,000)

P-12(エバポ接続タイプ) 品番:MP12101R00-A

標準価格:¥2,110,000

キャンペーン価格 **¥1,310,000**
(税込 ¥1,441,000)

P-12(独立タイプ) 品番:MP12101S20-A

標準価格:¥2,410,000

キャンペーン価格 **¥1,510,000**
(税込 ¥1,661,000)

※ 耐薬品性の高いPEEK仕様もあります。価格をご相談ください

分取クロマトグラフィーシステム Pureシリーズ

スリムですっきりコンパクト!

UV吸収のない化合物も見逃さないELSD搭載モデルをお求めやすい価格でご提供いたします

C-850セット

- ・大量精製にも精密分離にも対応。中圧FlashとHPLCの一体型
- ・UV吸収がなくても見逃さない、ELSD内蔵

【内容】

C-850本体 / ドライエア・サプライ / 溶媒容器台 / ガラス試料管 / 試料管ラック×2 / 設置検収費

標準価格:¥9,333,000

キャンペーン価格 **¥5,995,100~** (税込 ¥6,594,610~)

C-815セット

- ・コスパ最高! 中圧Flash専用システム
- ・UV吸収がなくても見逃さない、ELSD内蔵

【内容】

C-815本体 / ドライエア・サプライ / 溶媒容器台 / ガラス試料管 / 試料管ラック×2 / 設置検収費


標準価格:¥6,263,000

キャンペーン価格 **¥4,545,100~** (税込 ¥4,999,610~)

濃縮・乾固

精製

ELSD
搭載モデル



ガラスチューブオーブン

少量のサンプルの乾燥、蒸留、昇華、凍結乾燥が可能
省スペースでコンパクトな設計



乾燥ガラスチューブオーブンB-585 TO

品番 : 046720-A

標準価格: ¥625,000

キャンペーン価格 **¥465,000** (税込 ¥511,500)

- ・少量サンプルやフィルムの乾燥用に
- ・コンタミを気にされる研究で洗える真空乾燥機として
- ・保存サンプルの乾燥に
- ・グローブボックスで扱いやすい試料管



蒸留ガラスチューブオーブンB-585 GKR

品番 : 046721-A

標準価格: ¥1,140,000

キャンペーン価格 **¥748,000** (税込 ¥822,800)

- ・オリジナルメーカーの精度の良いガラス
- ・寒剤を入れる冷却皿がバネ式ではないので実験台を汚しにくい
- ・バッフルと回転で粉体の乾燥が効率アップ

乾燥

凍結乾燥機 Lyovapor™

試料が多くても安心！ 安定したラボスケールの凍結乾燥を



標準価格より最大約25%お得！

Lyovapor™ L-200 / L-300シリーズ

- ・大容量ながら小型で台上設置も可能(L-200)
- ・乾燥終点検知・プログラム機能(各 Pro仕様)
- ・メンテナンス不要のドライ真空ポンプ
- ・2基のコンデンサーを自動切り替え(L-300)
- ・最大除湿量: 6kg(L-200) / 無制限(L-300)
- ・コンデンサー: -55°C(L-200) / -105°C(L-300)

<イメージ動画>



装置構成の例

| 品番 | 構成 | 標準価格 | キャンペーン価格 |
|----------------------|---|------------|----------------------------------|
| 11L200IN0000000002-A | 凍結乾燥機 L-200 60Hz (本体のみ) | ¥1,450,000 | ¥1,150,000 (税込¥1,265,000) |
| 11L200IN1412001001-A | 凍結乾燥機 L-200 棚式4段, 圧制御A, Vポンプ付, 50Hz | ¥2,490,000 | ¥1,990,000 (税込¥2,189,000) |
| 11L200PH2412103002-A | 凍結乾燥機 L-200Pro 棚式4段, 圧制御A, 温度計, VEポンプ付, 60Hz | ¥4,510,000 | ¥3,410,000 (税込¥3,751,000) |
| 11L300IN0205002004-A | 凍結乾燥機 L-300 マニホールドラック24, Vポンプ付, 60Hz | ¥9,330,000 | ¥7,050,000 (税込¥7,755,000) |

※凍結乾燥機の構成はあくまでも一例です。他に多数の構成が選定できます。詳しくはお問合せください

Pure Essential Chromatography C-900

導入しやすい価格のフラッシュクロマトグラフィー入門機
シンプルで使いやすく、初めて使用される方におすすめです

オープンカラムより断然速い!

Pure C-900セット

Pure C-900のお値段そのまま、分離に必要なオプションをまとめてプレゼント!

【内容】

送液ポンプ / UV検出器 / フラクシオンコレクター

【プレゼント内容】

カートリッジホルダー / カートリッジクランプ / 試料管ラック / ガラス試料管

標準価格 ¥1,860,000 + プレゼント約¥170,000相当

キャンペーン価格 **¥1,860,000** (税込 ¥2,046,000)

※カートリッジ、送料、設置検収費は含まません
弊社スタッフによる設置(有料)をご希望の方はお問合せください



NEW!

詳細はお問合せください

ビュッヒ史上最小の ロータリーエバポレーター Rotavapor® R-80

フレンドリー



インターフェースが見やすい
方向に回転!
オペレーターの操作性を損な
わずに自由に配置できます。

省エネ



取り外しが容易で洗浄性抜群!
バスをいつもきれいに保てます!

省スペース



Quality in your hands

【お問合せ】

株式会社ナルセ
〒990-0046
山形県山形市大手町8-20
TEL: 023-622-5052
FAX: 023-623-2873
e-mail: kagaku@naruse-co.com

日本ビュッヒ株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル 3F
TEL: 03-3821-4777 FAX: 03-3821-4555
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F
TEL: 06-6195-9241 FAX: 06-6195-9251
エリア担当者駐在: 九州 / 中部 / 北海道

お問い合わせ

nihon@buchi.com | www.buchi.com/ja

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2024年4月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載以外の、運送費、設置費などについては別途お問い合わせください。
- 追加アクセサリや仕様についてご不明な点は別途お問い合わせください。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

製品別の
電子カタログ
はこちらへ

