

新製品

小型超純水製造装置

Milli-Q® SQ 2シリーズ 発売記念キャンペーン

希望販売価格が
最大約 **46%**
off

キャンペーン期間 **2024年10月1日(火)～**
2025年3月21日(金)ご注文分まで



Milli-Q® SQ 240

キャンペーン希望販売価格

希望販売価格
~~926,800円~~ → **498,000円**※

希望販売価格が
約**46%**
OFF



Milli-Q® SQ 240C

キャンペーン希望販売価格

希望販売価格
~~902,100円~~ → **548,000円**※

希望販売価格が
約**38%**
OFF

さまざまな研究室のニーズに対応

- **高い拡張性** … 純水を作る場所と、超純水を作る・使う場所を離して設置可能
超純水モジュールは増設可能
- **設置費不要** … 設置から消耗品交換まで DIY^{***}でコスト削減
- **簡単メンテナンス**

新しいコンセプト!



新コンセプトの Milli-Q® SQ 2 シリーズ

Milli-Q® SQ 2 シリーズは、タンクを持ち運んで使用する新しいコンセプトの小型超純水製造装置。純水 (RO 水) を作る「RO 水製造ステーション」と「超純水モジュール」の2つからなります。

RO 水製造ステーションにて満水になったタンクを超純水モジュールに移動し、超純水モジュールのタンクが空になったら RO 水製造ステーションに再度移動して、繰り返して使用します。RO 水の製造スピードは速く (42 L / 時 @25°C)、3.5 L タンクが 6 分で満水になります。

希望販売価格
197,100円
↓
キャンペーン
希望販売価格
138,000円

希望販売価格が
約30% OFF

1. すばやく補充

3.5 L タンクに逆浸透 (RO) 水をわずか 6 分で補充

2. 簡単に持ち運び

使用場所までタンクを移動

オプション

水道水



プレフィルターモジュール (RO 水製造流量コントロールポンプ付) *



RO 水製造ステーション



2



超純水モジュール

18.2 MΩ・cm

3. 採水



精製直後の 18.2 MΩ・cm の超純水をどの研究室でも採水

4. 繰り返し

必要に応じて繰り返し

* プレフィルターモジュールは、水道水の水圧が低い場合や残留塩素濃度が高い場合 (0.5 ppm 以上) に必要です


キャンペーン対象機種

製品タイプ / 製品名	供給水：水道水	
	セパレートタイプ	一体型タイプ
製品タイプ / 製品名	Milli-Q® SQ 240 	Milli-Q® SQ 240C 
特長と対象	RO 水製造ステーションと超純水モジュールを物理的に離して使用することができ、超純水モジュールは水道から離れた研究室の実験台にも設置可能です。また、超純水モジュールを追加することで拡張できる仕様です。複数のユースポイントで超純水を使用したいラボや、自分の実験室に超純水モジュールを設置したい方に最適です。	RO 水製造ステーションと超純水モジュールが一体になった仕様です。最小のスペースで設置したい方に最適です。
拡張性 (超純水モジュールの追加)	◎	○
超純水モジュールの設置場所の制限 (コンセント以外)	制限なし	シンクの隣に設置

Milli-Q® SQ 2 シリーズの詳細はこちら
<https://bit.ly/jpmilliqsq>



Milli-Q® SQ 2 シリーズカタログはこちら
<https://bit.ly/4ftgs6l>



メルクライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm

メルクライフサイエンス公式 SNS、動画コンテンツをご覧ください。

掲載価格は希望販売価格 (税別) です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2024年10月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Milli-Q are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2024 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

メルク株式会社

ライフサイエンス ラボウォーター事業部

製品の最新情報は [こちら www.merckmillipore.com/LW](http://www.merckmillipore.com/LW)

装置ご検討など営業的なお問い合わせ: lwjpcase@merckgroup.com Tel: 03-4531-3939

修理メンテナンス関連のお問い合わせ: 1139ts@merckgroup.com Tel: 03-4531-1139