



キャンペーン期間 2024年9月5日(木)~9月27日(金) ご注文分まで

対象製品 「島津製作所製 マニュアルシリンジ (24品目)」

(プランジャーのみ、交換針のみは対象外となります)

「島津製作所製 Xtra Lifeマイクロシリンジ (2品目)」

特設ページはこちら



キャンペーン価格 希望小売価格より30%OFF

対象ユーザー様 すべてのユーザー様

キャンペーンコード GLC3W

キャンペーン対象製品ラインナップ

気になる製品やご不明な点等ございましたら、お取引のある販売店、もしくは島津ジーエルシーまでお気軽にお問い合わせください。

※ キャンペーンの適用にはキャンペーンコードが必要となります。お忘れなようご注意ください。

マニュアル注入用シリンジ

【標準シリンジ】

P/N	仕様	プランジャ	タイプ	容量	ニードル長さ	ニードルゲージ	ニードル外径	針先	希望小売 価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)
221-75170	標準	ステンレス	固定	5 μ L	50mm	26	0.47mm	ベベル	¥6,600	¥4,620
670-12552-01	標準	ステンレス	固定	10 μ L	50mm	26	0.47mm	ベベル	¥5,500	¥3,850
670-12510-31	標準	ステンレス	固定	25 μ L	50mm	25	0.5mm	ベベル	¥5,800	¥4,060
670-12510-36	標準	ステンレス	固定	50 μ L	50mm	25	0.5mm	ベベル	¥5,800	¥4,060
670-12510-18	標準	ステンレス	固定	100 μ L	50mm	25	0.5mm	ベベル	¥6,200	¥4,340
670-12510-19	標準	ステンレス	固定	250 μ L	50mm	25	0.5mm	ベベル	¥7,900	¥5,530
670-12510-20	標準	ステンレス	固定	500 μ L	50mm	25	0.5mm	ベベル	¥7,900	¥5,530
670-12554-01	標準 (HPLC 用)	ステンレス	固定	10 μ L	51mm	22	0.028inch	90°	¥6,000	¥4,200
670-12554-02	標準 (HPLC 用)	ステンレス	固定	25 μ L	51mm	22	0.028inch	90°	¥5,800	¥4,060
670-12554-03	標準 (HPLC 用)	ステンレス	固定	50 μ L	51mm	22	0.028inch	90°	¥6,000	¥4,200
670-12554-04	標準 (HPLC 用)	ステンレス	固定	100 μ L	51mm	22	0.028inch	90°	¥6,900	¥4,830
670-12554-05	標準 (HPLC 用)	ステンレス	固定	250 μ L	51mm	22	0.028inch	90°	¥8,100	¥5,670
670-12554-06	標準 (HPLC 用)	ステンレス	固定	500 μ L	51mm	22	0.028inch	90°	¥8,100	¥5,670
221-75170-01	ガスタイト	PTFE	固定	10 μ L	50mm	26	0.47mm	ベベル	¥5,000	¥3,500
221-75171	ガスタイト	PTFE	固定	25 μ L	50mm	25	0.5mm	ベベル	¥6,900	¥4,830
221-75172	ガスタイト	PTFE	固定	50 μ L	50mm	25	0.5mm	ベベル	¥7,200	¥5,040
221-75172-01	ガスタイト	PTFE	固定	100 μ L	50mm	25	0.5mm	ベベル	¥6,600	¥4,620
221-75172-02	ガスタイト	PTFE	固定	250 μ L	50mm	25	0.5mm	ベベル	¥8,200	¥5,740

【ガス分析用シリンジ】

P/N	仕様	プランジャ	タイプ	容量	希望小売 価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)
221-54778-01	ルアーロックタイプ	PTFE	固定	1mL	¥10,900	¥7,630
221-54778-02	ルアーロックタイプ	PTFE	交換	5mL	¥11,900	¥8,330
221-54778-03	ルアーロックタイプ	PTFE	交換	10mL	¥13,300	¥9,310
221-54778-04	ルアーロックタイプ	PTFE	交換	25mL	¥18,300	¥12,810
221-54778-05	ルアーロックタイプ	PTFE	交換	50mL	¥28,500	¥19,950
221-54778-06	ルアーロックタイプ	PTFE	交換	100mL	¥36,400	¥25,480


※: ルアーロック針は付属していません。(別売)



マニュアルシリンジ



ガス分析用シリンジ



Xtra Life マイクロシリンジ

オートインジェクタ用シリンジ

【Xtra Life マイクロシリンジ】

P/N	プランジャ	タイプ	容量	ニードル長さ	ニードルゲージ	ニードル外径	針先	希望小売 価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)
227-35401-01	チタン合金	固定	5 μ L	43mm	23	0.64mm	コーン (※)	¥12,000	¥8,400
227-35400-01	チタン合金	固定	10 μ L	43mm	23	0.64mm	コーン (※)	¥11,800	¥8,260

※: 針先がコーンタイプの他のシリンジとはエッジが異なります。

島津製作所製 オートサンプラ用マイクロシリンジ

エクストラ

ライフ

Xtra Life マイクロシリンジ


1. 特殊チタン合金製プランジャで折れにくい
2. 長期分析でも安心
3. 固着しやすい水溶性試料、粘性の高い試料の分析にもオススメ

※ 本製品は AOC-30i/20i シリーズ用のため、AOC-5000/6000 シリーズではご使用いただけません。




島津製作所製
オートインジェクタ / オートサンプラ
AOC-30 シリーズ

ポイント1 高い柔軟性で折れにくい



ポイント2 5 µL 容量もラインナップ



島津ジーエルシー メルマガ会員様募集中!

ご登録手順

①島津ジーエルシーのホームページにアクセス

Google、Yahoo 検索などで「島津ジーエルシー」と検索していただくと出てきます。

島津ジーエルシー

【イメージ】



②トップページにある「メルマガ会員登録」のバナーをクリック

「会員様募集中」と書かれたバナーが目印です!



③登録フォームに必要事項を記入していただき登録完了です!

スマートフォン、タブレットをお持ちの方は右記の QR コードを読み込んでいただくと登録フォームのページに一発アクセスできます!



お手数ですが是非
ご登録をお願いいたします!

- お得なキャンペーン情報をいち早く!
- 新製品などの最新情報が届く!
- ハウツーコンテンツなどのご紹介も!

その他にも、お役立ち情報があれば随時お届けいたします! お気軽にご登録ください!

こちら是非!

島津ジーエルシー公式
YouTube チャンネル

ラボサプライ (クロマト関連消耗品) の
さまざまな動画を公開中!
是非チャンネル登録をお願いいたします!

島津ジーエルシー YouTube

販売元

株式会社 島津ジーエルシー

島津ジーエルシー

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/>

販売店

担当

※本資料は作成時の情報に基づいて作成されており、予告なく改訂することがあります。