

# 天びん・水分計 特別価格キャンペーン

対象機種は6シリーズ！20万円以下、10万円以下でご提供出来る製品あります！

## AU series



分析天びんのスタンダードモデル。  
アルミ一体型質量センサ「ユニブロック」を採用した、多機能分析天びん。  
耐衝撃性・応答性・安定性に優れています。  
セミマイクロレンジの計量が可能。  
薬品等に強いアルミダイキャスト製ボディ。PC接続も可能です。

## ATX224R



分析天びんのベーシックモデル。  
耐衝撃性・応答性・安定性に優れたユニブロックを採用しています。  
スマートセッティング搭載。STABLO-AP(イオナイザ)併用で安定計量。  
USBとRS-232CでPC接続も可能です。

## UP series



高性能上皿天びん。薬品に強いアルミダイキャストボディ。  
UP-Xシリーズは校正分銅を内蔵、簡単に感度調整が可能。  
幅広いラインナップを取り揃えております。

## TW/X-N series



操作性に優れた低価格な上皿天びん。  
スマートセッティング機能搭載で、  
応答性・安定性の調整が簡単に出来ます。

## MOC63u



内蔵のハロゲンヒータでサンプルを加熱し、簡単・正確に水分率を  
求めることが出来ます。乾燥機による乾燥減量法よりも短時間で測定可能。  
各種アプリケーションやデモ機もご用意。

| シリーズ名   | 通常(税込)                 | キャンペーン価格<br>(税込)      |
|---------|------------------------|-----------------------|
| AU      | <del>20.9～40.4万円</del> | 特価でご提供！！<br>お問合せください。 |
| ATX224R | <del>22.7万円</del>      |                       |
| UP      | <del>16.0～33.3万円</del> |                       |
| TW/X-N  | <del>9.8～17.3万円</del>  |                       |
| MOC63u  | <del>25.4万円</del>      |                       |

ご注文・お問合せは…

対象機種は6シリーズ！20万円以下、10万円以下でご提供出来る製品あります！

AUシリーズ

| 形名<br>P/N | AUW-Dシリーズ                |                          | AUWシリーズ                 |                         |                         | AUXシリーズ                 |                         |                         | AUYシリーズ                 |                         |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           | AUW220D<br>S321-62900-12 | AUW120D<br>S321-62900-11 | AUW320<br>S321-62900-03 | AUW220<br>S321-62900-02 | AUW120<br>S321-62900-01 | AUX320<br>S321-62900-06 | AUX220<br>S321-62900-05 | AUX120<br>S321-62900-04 | AUY220<br>S321-62900-08 | AUY120<br>S321-62900-07 |
| ひょう量      | 220g/82g                 | 120g/42g                 | 320g                    | 220g                    | 120g                    | 320g                    | 220g                    | 120g                    | 220g                    | 120g                    |
| 最小表示      | 0.1mg/0.01mg             |                          | 0.1mg                   |
| 価格        | ¥367,000                 | ¥361,000                 | ¥349,000                | ¥310,000                | ¥273,000                | ¥278,000                | ¥228,000                | ¥202,000                | ¥202,000                | ¥190,000                |

ATX224R

| 形名<br>P/N | ATX224R<br>S321-74400-04 |
|-----------|--------------------------|
| ひょう量      | 220g                     |
| 最小表示      | 0.1mg                    |
| 価格        | ¥206,000                 |



MOC63u

| 形名<br>P/N | MOC63u<br>S321-71500-02      |
|-----------|------------------------------|
| ひょう量      | 最大サンプル量 60g<br>最小サンプル量 0.02g |
| 最小表示      | 質量 0.001g<br>水分率 0.01%       |
| 価格        | ¥231,000                     |



UP-Xシリーズ(校正分銅内蔵形)

| 形名<br>P/N | UP223X<br>S321-74600-01 | UP423X<br>S321-74600-03 | UP623X<br>S321-74600-04 | UP823X<br>S321-74600-05 | UP1023X<br>S321-74600-06 | UP2202X<br>S321-74600-13 | UP4202X<br>S321-74600-15 | UP6202X<br>S321-74600-16 | UP422X<br>S321-74600-11 | UP822X<br>S321-74600-12 | UP4201X<br>S321-74600-18 | UP8201X<br>S321-74600-19 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ひょう量      | 220g                    | 420g                    | 620g                    | 820g                    | 1020g                    | 2200g                    | 4200g                    | 6200g                    | 420g                    | 820g                    | 4200g                    | 8200g                    |
| 最小表示      | 0.001g                  | 0.001g                  | 0.001g                  | 0.001g                  | 0.001g                   | 0.01g                    | 0.01g                    | 0.01g                    | 0.01g                   | 0.01g                   | 0.1g                     | 0.1g                     |
| 価格        | ¥221,000                | ¥230,000                | ¥261,000                | ¥278,000                | ¥303,000                 | ¥221,000                 | ¥230,000                 | ¥254,000                 | ¥188,000                | ¥218,000                | ¥206,000                 | ¥242,000                 |

UP-Yシリーズ

| 形名<br>P/N | UP223Y<br>S321-74600-21 | UP423Y<br>S321-74600-23 | UP623Y<br>S321-74600-24 | UP823Y<br>S321-74600-25 | UP1023Y<br>S321-74600-26 | UP2202Y<br>S321-74600-33 | UP4202Y<br>S321-74600-35 | UP6202Y<br>S321-74600-36 | UP422Y<br>S321-74600-31 | UP822Y<br>S321-74600-32 | UP4201Y<br>S321-74600-38 | UP8201Y<br>S321-74600-39 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ひょう量      | 220g                    | 420g                    | 620g                    | 820g                    | 1020g                    | 2200g                    | 4200g                    | 6200g                    | 420g                    | 820g                    | 4200g                    | 8200g                    |
| 最小表示      | 0.001g                  | 0.001g                  | 0.001g                  | 0.001g                  | 0.001g                   | 0.01g                    | 0.01g                    | 0.01g                    | 0.01g                   | 0.01g                   | 0.1g                     | 0.1g                     |
| 価格        | ¥176,000                | ¥188,000                | ¥200,000                | ¥212,000                | ¥237,000                 | ¥176,000                 | ¥188,000                 | ¥194,000                 | ¥145,000                | ¥164,000                | ¥152,000                 | ¥164,000                 |

TW-Nシリーズ(校正分銅内蔵形)

| 形名<br>P/N | TW223N<br>S321-64507-07 | TW323N<br>S321-64507-08 | TW423N<br>S321-64507-09 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ひょう量      | 220g                    | 320g                    | 420g                    |
| 最小表示      | 0.001g                  | 0.001g                  | 0.001g                  |
| 価格        | ¥111,000                | ¥123,000                | ¥157,000                |



UP series



TX-Nシリーズ

| 形名<br>P/N | TX223N<br>S321-64507-02 | TX323N<br>S321-64507-03 | TX423N<br>S321-64507-04 | TX2202N<br>S321-64507-12 | TX3202N<br>S321-64507-13 | TX4202N<br>S321-64507-14 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ひょう量      | 220g                    | 320g                    | 420g                    | 2200g                    | 3200g                    | 4200g                    |
| 最小表示      | 0.001g                  | 0.001g                  | 0.001g                  | 0.01g                    | 0.01g                    | 0.01g                    |
| 価格        | ¥89,100                 | ¥95,700                 | ¥122,000                | ¥91,300                  | ¥97,900                  | ¥129,000                 |

天びんに関する情報や用語集を掲載中

島津 天びん



特価でご提供します！！

表面記載の窓口までお問い合わせください。

