

FLASH
3 WEEKS セール

キャンペーン期間 2025年1月31日（金）ご注文分まで

対象製品 「島津製作所製 GC注入口セプタム（2品目）」
「島津製作所製 GCフェラル（5品目）」

特設ページはこちら

キャンペーン価格 希望小売価格より30%OFF

対象ユーザー様 すべてのユーザー様

キャンペーンコード GLC3W

キャンペーン対象製品ラインナップ

気になる製品やご不明な点等ございましたら、お取引のある販売店、もしくは島津ジーエルシーまでお気軽にお問い合わせください。

※ キャンペーンの適用にはキャンペーンコードが必要となります。お忘れないようご注意ください。



GC注入口セプタム	P/N	品名	最高使用温度	入数	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
	227-35511-01	Shimadzu Xtra Life セプタム ・ローブリード ・MSにおすすめ ・従来比で約 10 倍のリーク耐性 ・従来比で約 10 倍のセプタム寿命	400℃	25	¥14,500	¥10,150
	227-35004-01	プレミアムグリーンセプタム ・島津の新しい標準セプタム ・コストパフォーマンス良好	350℃	50	¥13,000	¥9,100

注意：入数にご注意ください。

GCフェラル	P/N	フェラル内径（対応カラム内径）	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
	① グラファイトベスペルフェラル（最高使用温度：325℃、10個入り） 適応機種：GCMS-QP2010 / -QP2020 / -TQ8050 / -TQ8040 ※ MS との接続にご使用ください。			
	670-15003-03	0.4 mm (0.1-0.25 mm)	¥7,100	¥4,970
	670-15003-04	0.5 mm (0.32 mm)	¥7,100	¥4,970
	670-15003-07	0.8 mm (0.53 mm)	¥8,600	¥6,020
	② グラファイトフェルール（エージング済み、10個入り） 適応機種：GC-2010 / -2014 / -2025 / -2030 / -2050 ※ MS との接続にはグラファイトベスペルフェラル（①）をご使用ください。			
	227-35006-01	0.5 mm (0.25, 0.32 mm)	¥12,000	¥8,400
	227-35009-01	0.8 mm (0.53 mm)	¥12,000	¥8,400

★：エージングが必要な従来のグラファイトフェルールをご使用の方へ

対象製品②のグラファイトフェルールは、エージングが不要！ 従来品よりも作業工数が軽減され大変おすすめです！

長期的使用ならコスト面でもお得に?!

島津製作所製 GC 注入口セプタム


エクストラ

ライフ

Shimadzu Xtra Life セプタム



独自構造により同社製のプレミアムグリーンセプタム（以下 PGS）と比較して約 10 倍のリーク耐性で長期分析や高感度分析にも最適な『Shimadzu Xtra Life セプタム』をご存知でしょうか？



連続注入回数 1000 回時の Xtra Life セプタムと
プレミアムグリーンセプタムの C12 面積再現性の比較

1 ロットあたりの単価は PGS よりも高額な本製品ですが、交換頻度の減少により長期的使用で見た場合、PGS よりもコストダウンが見込めます。

（※使用方法や分析条件により異なります）

また、耐熱温度が PGS は 350℃に対し、Xtra Life セプタムは 400℃と高い点もおすすめポイントです。



※終売となった GLC こまお（レッド）の切り替え推奨品となります。

島津ジーエルシー メルマガ会員様募集中!

ご登録手順

①島津ジーエルシーのホームページにアクセス

Google、Yahoo 検索などで「島津ジーエルシー」と検索していただくと出てきます。

島津ジーエルシー

検索

【イメージ】



②トップページにある「メルマガ会員登録」のバナーをクリック

「会員様募集中」と書かれたバナーが目印です！



③登録フォームに必要事項を記入していただき登録完了です！

スマートフォン、タブレットをお持ちの方は右記の QR コードを読み込んでいただくと登録フォームのページに一元アクセスできます！



お手数ですが是非
ご登録をお願いいたします！

- お得なキャンペーン情報をいち早く！
- 新製品などの最新情報が届く！
- ハウツーコンテンツなどのご紹介も！

その他にも、お役立ち情報があれば随時お届けいたします！お気軽にご登録ください！

こちら是非！

島津ジーエルシー公式
YouTube チャンネル



ラボサプライ（クロマト関連消耗品）の
さまざまな動画を公開中！
是非チャンネル登録をお願いいたします！

島津ジーエルシー YouTube



販売元

株式会社 島津ジーエルシー

島津ジーエルシー

検索

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/>

販売店

株式会社ナルセ
〒990-0046 山形県山形市大手町8-20
TEL : 023-622-5052
FAX : 023-623-2873
e-mail : kagaku@naruse-co.com

担当

※本資料は作成時の情報に基づいて作成されており、予告なく改訂することがあります。