

SINCE 1889



# 純水製造装置 全て30%オフ スプリングキャンペーン

期間

2025年3月1日～5月末(ご発注分)

## 物価高騰の今、特別価格で応援！人気の純水製造装置が30%オフ！

物価が上がり続ける今だからこそ、皆様の研究・製造を応援したい！そんな思いから本キャンペーンを実施することになりました。今回、ヤマト科学の純水製造装置「オートスチル」シリーズ5製品全てを5月末まで期間限定特別価格(通常価格から30%オフ)と大変お求めやすい価格でご購入いただけます。是非、この機会にご検討ください。

# Spring Campaign!!



WG252



WGS200



WG205



WGH201



WG1012

型式	WG252	WGS200	WG205	WGH201	WG1012	
キャンペーン商品コード	253165-SALE25	253139-SALE25	253164-SALE25	253150-SALE25	253168-SALE25	
水質レベル(蒸留水・イオン交換水)	A4					
蒸留水製造量(L/h)	1.5	1.5	1.5	1.5	5	
イオン交換水採水量(L/min)	0.5~1.0	1	1	0.5~1.0	0.5~1.0	
特長	手元採水	●	●	—	—	●
	大容量(100Lポリエチレンタンク)	—	—	—	—	●
	スリムタイプ(W350mm)	—	●	—	—	—
	比抵抗値 18MΩ・cm以上	—	—	—	●	—
	液晶タッチパネル操作	●	●	—	—	●
最小限の消耗品運用	—	—	●	—	—	
通常価格(税抜)	¥544,000-	¥520,000-	¥470,000-	¥860,000-	¥930,000-	
キャンペーン価格(税抜)	¥380,800	¥364,000	¥329,000	¥602,000	¥651,000	

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

在庫や納期など、詳しくは弊社営業もしくはお近くの販売代理店にお問い合わせください。

ヤマト科学株式会社

Cat.No: C1810A

記載内容は2025年3月現在のものです。