

SINCE 1889



avantor™

チュービングポンプ
特別キャンペーン

MASTERFLEX®
part of avantor™

MasterSense™ シリーズ販売開始特別企画

全9モデル **32%OFF!!**

期間：2025年4月1日～9月末ご注文分まで



MasterSense™ シリーズ おすすめポイント

管理を最適化する新たな3つの特徴

- 1 遠隔からの操作・モニタリング
(3階層権限設定可)
- 2 日本語対応タッチパネルで直感操作
- 3 異常検知時に自動停止
(オプションの圧力センサ、オープンヘッドセンサとの連動機能)



ヤマト科学株式会社

商品の詳細は
WEBへ



キャンペーン対象製品

Masterflex® MasterSense™

研究開発から生産まで、一貫したプロセスを可能にするラインアップ！

L/S スタンダードモデル

研究開発向け



型式	回転数 (rpm)	流量範囲 (mL/min)	通信方式	通常価格 (税抜)	特別価格 (税抜)
07526-10	0.1~600	0.006~3400	EtherNt/IP	¥1,210,000	¥822,800
07526-12	0.1~600	0.006~3400	Profibus	¥1,190,000	¥809,200
07526-20	0.02~100	0.12~580	EtherNet	¥1,220,000	¥829,600
07526-22	0.02~100	0.12~580	Profibus	¥1,200,000	¥816,000

L/S 防水防塵モデル

研究開発向け



型式	回転数 (rpm)	流量範囲 (mL/min)	通信方式	通常価格 (税抜)	特別価格 (税抜)
07576-10	0.02~100	0.12~580	EtherNt/IP	¥2,140,000	¥1,455,200
07576-12	0.02~100	0.12~580	Profibus	¥2,170,000	¥1,475,600

I/P 防水防塵モデル

生産プロセス向け



型式	回転数 (rpm)	流量範囲 (L/min)	通信方式	通常価格 (税抜)	特別価格 (税抜)
77421-00	0.1~650	0.0006~19	EtherNt/IP	¥2,900,000	¥1,972,000
77421-02	0.1~650	0.0006~19	Profibus	¥2,910,000	¥1,978,800

B/T 防水防塵モデル

大容量送液向け



型式	回転数 (rpm)	流量範囲 (L/min)	通信方式	通常価格 (税抜)	特別価格 (税抜)
77112-10	11~321	0.65~42	EtherNt/IP, Profibus	¥4,210,000	¥2,862,800

Q&A MasterSense チュービングポンプ特別キャンペーン

Q 機器を使用してみたいのですが、デモ機の貸し出しはしていますか？

A デモ機はいくつかございます。当社担当営業、または販売代理店までご相談ください。

Q 機種が多く、どれを選べば良いのわかりません。機種選定について相談できますか？

A 機種選定のお手伝いをいたしますので、当社お客様総合サービスセンター、最寄りの営業所または販売代理店までご相談ください。



注意 本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

●仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●価格には、消費税が含まれておりません。●記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載していません。

SINCE 1889



科学・技術の未来のために

ヤマト科学株式会社

本社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

お客様総合サービスセンター

0120-405-525

受付時間 9:00~12:00, 13:00~17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp

メールでのお問い合わせは、ヤマト科学ウェブサイトより受付しております



お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No: C1822A

<国内営業・サービス拠点>

札幌 (011)204-6780 仙台 (022)216-5701 前橋 (027)280-4650 筑波 (029)852-3411 北関東 (048)642-2569 千葉 (043)241-7085 サンフランシスコ 重慶 上海
 東京 (03)5827-3525 東京西 (042)352-3211 川崎 (044)540-3751 横浜 (045)828-1631 厚木 (046)224-6911 長野 (026)291-6001 北京 広州 西安
 静岡 (054)653-0510 名古屋 (052)202-3051 北陸 (076)443-8603 京滋 (075)343-7201 関西 (06)6101-3112 広島 (082)221-0921 東莞 ケルン
 山口 (083)974-4760 福岡 (092)263-7550

Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

このカタログの記載内容は2025年3月現在のものです。