

デジタルマイクロスコープ

乗り換え キャンペーン



最新！
デジタルマイクロスコープ！

他社製※および弊社製旧デジタルマイクロスコープより
DSX2000へご更新頂いたお客さま

最大 **¥557,000OFF**

※弊社指定の製品が対象となります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン締め切り

2026
3/31 TUE

期日までの
ご注文書受領分有効

キャンペーン対象製品



マクロからミクロまで
マルチな対応力
デジタルマイクロスコープ
DSX2000

キャンペーン概要

期間中、当社製品にご更新頂いたお客さまには
デジタルマイクロスコープDSX2000用対物レンズ1本分を**購入価格よりお値引き**させていただきます。

超長W.D×超深度 | **SXLOBシリーズ**

対応倍率: 20.9×～1461×

¥465,000(税別)長W.D×高解像 | **XLOBシリーズ**

対応倍率: 43.8×～5845×

¥557,000(税別)最高N.A.0.95 | **UIS2シリーズ**

対応倍率: 26.1×～7307×

¥73,000～¥410,000(税別)

※記載の価格はメーカー希望小売価格です


見えなかった世界が、見えてくる エビデント史上最高峰の光学系と4Kカメラが導く新境地

デジタルマイクロスコープ **DSX2000**




マクロからミクロまで、マルチ対応力

- 高性能4Kカメラとエビデントの先端光学技術の組み合わせによって、圧倒的な高解像観察を実現
- 21倍～7300倍のワイドな観察倍率はもちろん、超長作動距離レンズや高性能・高NA・高解像度対物レンズなど、対物レンズ20種類をラインナップ



従来



DSX2000

2ラインナップから選べる対物レンズ切替え

- 新開発電動レボルバー：低倍率から高倍率までシームレスに切替えが可能
- スライド式ノーズピース：多品種サンプルや全方面観察に対応



電動レボルバー



スライド式ノーズピース

瞬時に欠陥を見つけ出す、マルチアプローチ


- 微細な欠陥を見逃さない7種類の観察方法を標準搭載
- SR(シェーデッドレリーフ)で超微細な欠陥や凹凸を強調




BF(明視野)




偏射




DF(暗視野)




MIX(BF + DF)



PO(偏光)




DIC(微分干涉)



新機能 SR

全倍率での測定精度保証

- ピント位置により対象物の大きさ変動がないテレセントリック光学系
- 「正確さ」と「繰り返し性」のダブル保証
- 世界初※デジタルマイクロスコープを設置環境でISO/IEC17025認定校正が可能



【株式会社エビデント 顕微鏡校正ラボトリ】

※2023年4月時点、当社調べによる

その他同時開催キャンペーンのお知らせ

3D 測定レーザー顕微鏡 **OLS5100**

期間限定 **特別価格**
キャンペーン



OLS5100-SMT 組合せ ■標準フレーム ■手動ステージ **20%OFF**
メーカー希望小売価格 ¥12,458,200(税別) ▶ **¥9,900,000(税別)**

OLS5100-SAT 組合せ ■標準フレーム ■電動ステージ **15%OFF**
メーカー希望小売価格 ¥17,417,200(税別) ▶ **¥14,800,000(税別)**

2025年12月末日まで開催中 詳しくはお問い合わせください！

EvidentScientific.com

株式会社エビデント

〒192-0033 東京都八王子市高倉町67-4

EVIDENT Customer Information Center

お客様相談センター 受付時間 平日 9:00 ~ 17:00

0120-58-0414 ※フリーダイヤルがご利用できない場合 03-6901-4200

お問い合わせ : <https://evidentscientific.com/ja/contact-us/>

- 当社は環境マネジメントシステムISO14001の認証取得企業です。登録範囲は <https://evidentscientific.com/ja/legal/iso/> をご覧ください。
- 当社は品質マネジメントシステムISO9001の認証取得企業です。
- 安全にお使いいただくために：顕微鏡用照明装置には耐用年限がありますので、定期点検をお願い致します。詳細は当社HPをご覧ください。
- このカタログに記載の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
- モニタ画像ははめ込み合成です。
- 仕様・外観については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

取扱販売店名

株式会社ナルセ
〒990-0046 山形県山形市大手町8-20
TEL : 023-622-5052
FAX : 023-623-2873
e-mail : kagaku@naruse-co.com

EVIDENT

OLYMPUS

V86016492504