

洗練されたツールで測定・解析を迅速に

3D 測定レーザー顕微鏡 **OLS5100**

期間限定 **特別価格**

キャンペーン



キャンペーン期間

2025年 12月末日まで

【期間内弊社受注分】


※キャンペーンは予告なく早期終了する場合があります

キャンペーン概要

キャンペーン期間中に3D測定レーザー顕微鏡OLS5100を新規ご成約頂いたお客さまには
下記の通り、**特別価格にてご提供**させていただきます。

OLS5100-SMT 組合せ ■標準フレーム ■手動ステージ

OLS5100-SAT 組合せ ■標準フレーム ■電動ステージ



メーカー希望小売価格

¥12,458,200(税別)

20%OFF

¥9,900,000(税別)

【仕様】

標準フレーム (100mm手動ステージ)、対物レンズ 10 ×、20 ×、50 ×、
基本ソフトウェア、設置調整費



メーカー希望小売価格

¥17,417,200(税別)

15%OFF


¥14,800,000(税別)

【仕様】

標準フレーム (100mm電動ステージ)、対物レンズ 5 ×、10 ×、20 ×、50 ×、
100 ×、基本ソフトウェア、電動ステージパッケージアプリケーション、
拡張解析アプリケーション、微分干渉プリズム、設置調整費


レーザー顕微鏡が提供するソリューション

サブミクロンオーダーの 3D 観察・測定



わずか数nmの段差を捉え、
サブミクロンレベルの凹凸を正確に測定。

JIS B0681 (ISO25178)に準拠した 表面粗さ測定



線から面へ、粗さ測定の新たなスタンダード。

非接触、非破壊、 スピーディー



前準備不要、ステージに置くだけで測定可能。

OLS5100が提供する5大ソリューション


① 視野の全領域を正しく捉えるLEXT専用レンズ

波長405nmに適応し、収差を極限まで抑えた専用レンズを
10～100倍までラインアップ

- ①長作動距離タイプ(20×/50×/100×)
- ②高性能タイプ(20×/50×/100×)
- ③低倍率タイプ(10×)




一般のレンズは収差の影響で
周辺部が正確に測定できない



周辺部の歪みが大きくなる


LEXT 専用レンズは
周辺部も正確に測定できる



周辺部の歪みを極限まで低減している


② 高速・高精度の両立を実現

オペレーターの習熟度に依存した調整
作業を完全自動化。スタートボタンを
押すだけで高精度かつスピーディーな
測定が可能です。



③ “正確さ”・“繰り返し性”のダブル保証

全LEXT専用レンズの全ズーム倍率で
「正確性」と「繰り返し性」の保証により、
測定結果を自信を持って提示が可能です。



④ 貼り合わせデータの正確さを保証

電動ステージに測長モジュールを搭載し、
レーザー顕微鏡として業界で初めて貼り合
せデータの正確さを保証しています。



⑤ ISO/IEC 17025認定校正

世界初※レーザー顕微鏡を設置環境で
ISO/IEC 17025 認定校正が可能。
※2023年4月時点、当社調べによる。



【株式会社エビデント 顕微鏡校正ラボラトリ】

その他同時開催キャンペーンのお知らせ

デジタルマイクロスコープ

**乗り換え
キャンペーン**



他社製※および弊社製旧デジタルマイクロスコープより
DSX2000へご更新頂いたお客さま

※弊社指定の製品が対象となります。詳しくはお問い合わせください。

最大 ¥557,000 OFF

2026年3/31 まで開催中 詳しくはお問い合わせください！

EvidentScientific.com

株式会社エビデント

〒192-0033 東京都八王子市高倉町67-4

EVIDENT Customer Information Center

お客様相談センター 受付時間 平日 9:00～17:00

0120-58-0414 ※フリーダイヤルがご利用できない場合 03-6901-4200

お問い合わせ : <https://evidentscientific.com/ja/contact-us/>

EVIDENT

- 当社は環境マネジメントシステムISO14001の認証取得企業です。
登録範囲は <https://evidentscientific.com/ja/legal/iso/> をご覧ください。
- 当社は品質マネジメントシステムISO9001の認証取得企業です。
- 安全にお使いいただくために：顕微鏡用照明装置には耐用年限がありますので、
定期点検をお願い致します。詳細は当社HPをご覧ください。
- このカタログに記載の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
- モニター画像ははめ込み合成です。
- 仕様・外観については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

取扱販売店名

株式会社ナルセ
〒990-0046 山形県山形市大手町8-20
TEL : 023-622-5052
FAX : 023-623-2873
e-mail : kagaku@naruse-co.com

OLYMPUS

V86016502504