

ピューリックシリーズ
発売40周年記念

40%OFF
キャンペーン

この度、弊社超純水装置ピューリックが発売開始40周年を迎えることができました。これもひとえにお客様のご支援、ご愛顧の賜物と心から御礼申し上げます。
みなさまへの感謝と、これまで以上にみなさまの研究のお役に立つことができるよう、特別キャンペーンをご用意しました。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

今すぐ
お問い合わせを!

キャンペーン期間 2026年3月31日のお引渡し完了分まで

対象装置 ピュアライト~~el~~シリーズ・ピューリック~~el~~シリーズ

キャンペーン内容 上記対象製品本体・付帯品価格が**40%OFF**

40%OFF 装置本体価格例

○ 超純水装置UP-~~el~~

タンク内蔵で省スペース◎ 超純水のみ使う方におすすめ

水道水 ➡ 超純水

標準価格 ¥1,567,900~ ➡ **¥940,000~**
(税込 ¥1,724,690) (税込 ¥1,034,000円~)

約40%
OFF!!



※UP-0090a-TM1、DS-a-001 の場合

○ 純水装置PR-~~el~~

A4グレードの水を安定供給! 純水のみ使う方におすすめ

水道水 ➡ 純水

標準価格 ¥1,546,000~ ➡ **¥926,000~**
(税込 ¥1,700,600) (税込 ¥1,018,600円~)

約40%
OFF!!



※PR-0015a-X01、TK-0020a-001、OM-a-001 の場合

○ 純水・超純水装置 PR-FP-~~el~~

多彩な用途に対応可能な当社売れ筋No.1モデル!

純水、超純水どちらも使う方におすすめ

水道水 ➡ 純水 ➡ 超純水

標準価格 ¥2,305,300~ ➡ **¥1,381,000~**
(税込 ¥2,535,830) (税込 ¥1,519,100円~)

約40%
OFF!!



※PR-FP-0120a-M01セット、TK-0020a-001、DS-a-001 の場合
(純水ディスペンサーはオプション)

● キャンペーン対象製品 ～OLシリーズ 機種一覧～

機種	純水装置 ピュアライトPR-OL	超純水装置 ピュアリックFP-OL	超純水装置(水道水直結) ピュアリックUP-OL	純水・超純水装置 ピュアリックPR-FP-OL
供給水	水道水	純水	水道水または純水	水道水
処理水質※1	<0.2μS/cm TOC:<50ppb	18.2MΩ・cm TOC: 1~3ppb	18.2MΩ・cm TOC: 1~3ppb	18.2MΩ・cm TOC: 1~3ppb
内蔵タンク	なし	なし	あり※3	なし
用途例	●各種洗浄用・試験用水 ●蒸留器の代替	●ICP-MS等、微量金属分析用水	●LC-MS等、有機物分析用水	●バイオ実験用水
精製方式	活性炭 RO UV※2 イオン交換	UV※2 イオン交換 MF/UF	活性炭 RO UV※2 イオン交換 MF/UF	
使用水量目安(1日)	~100L	20L~100L	~20L	~100L

※1 供給水の水质により変動することがあります。保証値ではありません。※2 UVはオプションまたは一部機種のみです。※3 外付けタンクタイプもご用意しております。※4 タンクは別途、20L、30L、60L、100Lから選択可能です。

● 装置導入後のあんしん材料

オルガノならではの!!

通常保証期間3年! ※1


国産品質!
自信があるからこそ



国内工場にて製造

低ランニングコスト


運用コスト診断
実施可能



既設 運用コストとの差を可視化 ※2

充実のアフターサービス体制

メーカー拠点
全国に7支店・22営業所



他サービス協力会社 多数

※1 保証期間内において、明らかに当社の責任と認められる故障・不具合の発生に対してすみやかに必要な措置を講じます。※2 グラフはイメージです。

● キャンペーン内容について

- 対象装置はOLシリーズと組合せ可能なオプション品に限りします。
- チラシに掲載している対象装置は一例です。御問合せ後に最適な装置と特別価格を御案内致します。
- 前処理装置、対象範囲外の装置、消耗品や据付/試運転等の現地作業や既設装置の撤去などは、特別価格の対象外です。
- 本キャンペーンは日本国内のお客様向けの期間限定企画です。
- 御購入が決まった段階で、キャンペーン利用確認書に御署名頂きます。個人情報とは本キャンペーン及び関連する製品サービスの情報ご提供以外の目的では使用致しません。個人情報に関する弊社方針につきましては <https://www.organo.co.jp/privacypolicy/> をご覧ください。
- 本資料に記載された内容は予告なしに変更する事がありますのでご了承願います。
- 本文のうちピュアライト、ピュアリック、OLはオルガノの登録商標もしくは商標です。

お問合せは お近くの理化学機器販売店 または

オルガノ株式会社

機能商品事業部 機器商品部
〒136-8631 東京都江東区新砂1-2-8
Tel:03-5635-5191 Fax:03-3699-7220

ここから簡単申込!



● 親切とサービスをお届けする販売店 ●

株式会社ナルセ

〒990-0046 山形市大手町8番20号
TEL: 023-622-5052
FAX: 023-623-2873
e-mail: kagaku@naruse-co.com