

倒立三眼金属顕微鏡

AE2000MET

10台限定


キャンペーン特別価格

~~¥1,228,000 (税込 ¥1,350,800)~~



¥859,600 (税込 ¥945,560)

定価の30%OFF!
35万以上もお得!



例)金属表面の観察映像

Cat.No.	114-912
形名	AE2000MET
総合倍率	50×～500× (50×, 100×, 200×, 500×)
接眼レンズ	WF10×/23 mm マイクロメータ取付枠付 (25 mm径)
対物レンズ	LWD (長作動距離) 5×, 10×, 20×, 50×
鏡筒	三眼45° 傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径 30 mm 三眼分配比率 20:80
焦準装置	ラックピニオン式粗動 微動装置 レボルバ上下動式
レボルバ	5個穴
ステージ	XYステージ (大きさ280 × 180 mm) 移動距離 50 × 50 mm 耐荷重 15 kg
照明装置	ハロゲン 100W
付属品	接眼鏡用キャップ 三眼部キャップ 六角レンチ (2.5mm) ACアダプタ 水滴型穴開きプレート ブルーフィルタ 予備ハロゲン球 1ヶ ダストカバー
大きさ	約 W280 × D693 × H361 mm ・ 約 13 kg

株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東京 TEL 03-6854-0210 札幌 TEL 011-758-0788
仙台 TEL 022-380-8950
西日本営業部 大阪 TEL 06-6454-3133 名古屋 TEL 052-857-9176
福岡 TEL 092-271-1418
理化教育事業部 TEL 03-6854-0274 海外事業部 TEL 03-6854-0261

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル

株式会社ナルセ 仙台オフィス

〒984-0038
仙台市若林区伊在二丁目2番地の4
TEL : 022-390-7470
FAX : 022-390-7466
e-mail : sendai@naruse-co.com