

Wアニバーサリーキャンペーン

第4弾：2026年1月5日(月)～2026年3月31日(火)


今がお得!!
30% OFF

移動相クリーニング機能付きサククションフィルタ


GLC Suction Filter 3

◎ LC 装置の最上流で夾雑成分を除去

◎ 外径 3 mm チューブに加え、1/8 inch チューブにも対応



内部に充てんされた球状活性炭が夾雑成分をキャッチ！
システム内への流入を防止します。



【おすすめポイント】

ガラス製のサククションフィルタで割れてしまった経験はございませんか？
GLC Suction Filter 3はフィルタ部分がSUS製なので安心してご使用いただけます！

キャンペーン価格表

接続チューブ外径	充てん剤	内容積	入数	P/N	希望小売価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
1/8 inch	球状活性炭	0.7 mL	1	370-02020-11	¥16,000	¥11,200
3 mm				370-02020-01	¥16,000	¥11,200

キャンペーンコード **150ANV**

ご注文の際は、上記コードをご明示のうえご注文ください。
ご明示の無い場合はキャンペーン価格が適用されませんのでご注意ください。

セミナー実施中 ゴーストピークにお悩みの方必見！

大好評!!

なるほど納得！

LC 分析におけるゴーストピークやキャリーオーバーの発生原因と対策

- ・ 特定の日時での開催ではなくお客様のご都合に合わせて日時を設定いたします。お気軽にご相談ください。
- ・ オンライン (Webinar) または現地で動画上映方式 (スピーカーとプロジェクターをご用意いただきます) での実施となります。

参加無料 | セミナー開催ディスカウントクーポンあり

お申込み、お問い合わせは当社 web サイトまで！

島津ジーエルシー セミナー

検索

便利コンテンツのご紹介

簡易消耗品選定ツール「GLC Assist」



選定するにも種類が多くて…、そんなお悩みには簡易消耗品選定ツール「GLC Assist」がオススメです。

質問に答える形式で条件を選択していくと、その条件に合った製品を紹介してくれるスグレモノです！
選定の参考などに是非ご活用ください。



「GLC Assist」はこちら



あらゆる分析系で、確かな分析値を ～ keep the TRUTH ～

分析結果の信頼性を高めるソリューション

・低吸着

- ・低濃度域の面積値再現性
- ・サンプル分解抑制
- ・バイアル内 pH 上昇抑制



Shim-vial™ H glass


・吸着抑制

- ・吸着抑制とスタンダードユースを両立



Shim-vial™ S glass

・移動相中の 夾雑成分の除去 (LC システムの最上流で)



GLC Suction Filter 3


・低吸着

(ペプチド・塩基性化合物も)



TORAST™-H シリーズ
樹脂製低吸着製品

さらに、目的別でも！



島津製作所 HPLC 装置「Nexera シリーズ」

1

- ・大気中からの塵やダスト等の混入防止
- ・移動相の組成変化防止
- ・大気中への移動相・溶媒の拡散防止

＞ ラボセーフティグッズ

冬ラボ
キャン
対象

2

- ・試薬由来や移動相中の夾雑成分除去

＞ 移動相クリーニング機能付
サクションフィルタ

3

- ・カラムの詰まりや汚れの蓄積を抑制

＞ ガードカラム

4

- ・サンプルの吸着抑制
- ・バイアルからの溶出やコンタミネーション抑制

＞ 低吸着バイアル

冬ラボ
キャン
対象

5

- ・サンプル中の夾雑成分を除去

＞ 固相抽出

冬ラボ
キャン
対象

6

- ・大気中への廃液成分の拡散防止

＞ ラボセーフティグッズ

冬ラボ
キャン
対象

冬ラボ
キャン
対象

「冬のラボサプライキャンペーン」も
同時開催中！



株式会社 島津ジーエルシー

島津ジーエルシー

検索

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/>

販売店

担当