

# ビュッヒのロータリーエバポレーター Rotavapor® シリーズ

## ラボの効率化推進キャンペーン

### ロータリーエバポレーター R-300 セット

#### 高性能 Cセット

#### 高性能制御/電動リフト

再現性の追求やプロセス検討が必要な方に最適なセット!

品番: 11SR300251VP02-C

内容: R-300 (5Lバス, V型コンデンサー)/真空ポンプ V-300/  
インターフェース I-300 Pro

標準価格 ¥1,760,000 **キャンペーン価格 ¥1,250,000**

#### ほぼ最強 Dセット

#### 高性能制御/自動化/電動リフト

便利なアクセサリ5点を搭載したお得なセット!  
溶媒の減圧濃縮にかかる作業効率を大幅に改善!

品番: 35000536-C

内容: R-300 (5Lバス, V型コンデンサー)/真空ポンプ V-300/  
インターフェース I-300 Pro/下記アクセサリ5点

標準価格 ¥2,620,000 **キャンペーン価格 ¥1,700,000**



#### ほぼ最強Dセットの特長

#### 高性能Cセットの特長

- ・最大5Lの回転フラスコが使用可能
- ・最適な真空度がわかるデータベース搭載
- ・メソッド運転、遠隔モニタリング可能
- ・電磁弁を使わない精密な真空制御
- ・洗える真空ポンプ付き
- ・フォームセンサーで突沸に気にならず手離れ
- ・蒸気温度を確認してより効率的な蒸留
- ・二次コンデンサーセットで安全面の向上

※価格はすべて税抜です

#### フォームセンサー 業界唯一! 無人運転が可能

品番: 11061167-C

標準価格 ¥190,000 **キャンペーン価格 ¥140,000**



<動画>  
ビュッヒオリジナル!  
発泡や突沸でお困りの方へ



#### 自動蒸留センサー 蒸気温度をモニタリング!!

品番: 11059225-C

標準価格 ¥89,000 **キャンペーン価格 ¥70,000**



蒸気温度を確認して  
冷却温度設定の参考に

#### 液面レベルセンサー 安全性アップ!!

品番: 11060954-C

標準価格 ¥105,000 **キャンペーン価格 ¥80,000**



<動画>  
二次コンデンサーで回収  
した溶媒確認を!



#### 二次コンデンサーセット 溶媒の環境放出を抑制!!

品番: 11059900-C

標準価格 ¥315,000 **キャンペーン価格 ¥200,000**



ラボへの溶媒曝露を防ぐ  
世界最小クラスのトラップ

#### ステータスランプ 見える化による利便性と安全性!!

品番: 11068959-C

標準価格 ¥54,000 **キャンペーン価格 ¥40,000**



<動画>  
現在の状況をランプで通知  
貴方の業務をサポート!



### ロータリーエバポレーター R-300 (単体/電動リフト仕様)

真空ポンプやインターフェースは不要という方、すでにお持ちのガラスコンデンサーを流用したい方へ



R-300 5Lバス/コンデンサー無し

品番: 11R300251N002-C

標準価格 ¥680,000

**キャンペーン価格**

**¥450,000**



R-300 5Lバス/V型コンデンサー

品番: 11R300251V102-C

標準価格 ¥925,000

**キャンペーン価格**

**¥700,000**

※価格はすべて税抜です

## 真空ポンプシステム

### 高真空PTFEダイヤフラムポンプ

#### V-300シリーズ

排気量: **1.8m<sup>3</sup>/h**  
真空到達度: **5hPa(±2hPa)**

V-300単体  
品番: 11V300000-C  
標準価格 ¥515,000  
キャンペーン価格  
**¥390,000**

V-302 Pro  
品番: 11V300300-C  
標準価格 ¥1,000,000  
キャンペーン価格  
**¥700,000**

V-303 Pro  
品番: 11V300310-C  
標準価格 ¥1,190,000  
キャンペーン価格  
**¥820,000**

### “さらに”高真空の

#### V-600シリーズ

排気量: **3.1m<sup>3</sup>/h**  
真空到達度: **1.5hPa(±1hPa)**

V-600単体  
品番: 11V600000-C  
標準価格 ¥940,000  
キャンペーン価格  
**¥660,000**

V-602 Pro  
品番: 11V600300-C  
標準価格 ¥1,460,000  
キャンペーン価格  
**¥1,040,000**

V-603 Pro  
品番: 11V600310-C  
標準価格 ¥1,630,000  
キャンペーン価格  
**¥1,160,000**

DMF、DMSOなどの  
高沸点溶媒の蒸留に!

### V-300/V-600シリーズ 共通の特長

- ・ 汚れを目視で確認可能
- ・ 簡単に洗浄可能

吸引ろ過や真空乾燥にも  
活用可能  
**真空ポンプ(単体)**

電磁弁を使用しない精密な  
真空度制御  
**真空ポンプ(単体)+  
インターフェイスI-300Pro**

ラボの安全面も向上  
**真空ポンプ(単体)+  
インターフェイスI-300Pro+  
二次コンデンサー**

+ インターフェイス

+ 二次コンデンサー

※価格はすべて税抜です

## お勧めアイテム

今まではキャンペーン対象でなかった便利なアイテムも期間限定ディスカウント!

広口フラスコでサンプルの取り出しが容易に

|                                                                                             | 蒸留用                                                                                          | 乾燥用                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <br>蒸留用  | ビーカーフラスコ<br>500mL<br>(29/32)<br>品番: 11063154-C<br>標準価格 ¥105,000<br>キャンペーン価格 <b>¥75,000</b>   | 品番: 11063158-C<br>標準価格 ¥155,000<br>キャンペーン価格 <b>¥110,000</b> |
| <br>乾燥用  | ビーカーフラスコ<br>1500mL<br>(29/32)<br>品番: 11063156-C<br>標準価格 ¥120,000<br>キャンペーン価格 <b>¥85,000</b>  | 品番: 11063160-C<br>標準価格 ¥165,000<br>キャンペーン価格 <b>¥120,000</b> |
| <br>大容量用 | ビーカーフラスコ<br>4000mL<br>(29/32)<br>品番: 11065690-C<br>標準価格 ¥170,000<br>キャンペーン価格 <b>¥120,000</b> | ※ビーカーフラスコご使用時の<br>最大サンプル量はフラスコ容量<br>の1/3です                  |

### ビーカーフラスコの特長

- ・ 蓋が外れるので洗やすい
- ・ サンプルの取り出しも簡単



突沸対策に(トラップ)

ガラスコックの代替に(グリスなしでも高気密)

三角バンプトラップ 29/32  
品番: 036576-C  
標準価格 ¥38,000  
キャンペーン価格 **¥26,000**



PTFE3方ストップコック  
品番: 11058814-C  
標準価格 ¥44,000  
キャンペーン価格 **¥26,000**

※価格はすべて税抜です

Quality in your hands

### 【お問合せ】

株式会社ナルセ  
〒990-0046 山形市大手町8番20号  
TEL: 023-622-5052  
FAX: 023-623-2873  
e-mail: kagaku@naruse-co.com

### 日本ビュッヒ株式会社

www.buchi.com/ja

本 社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル 3F  
TEL: 03-3821-4777 FAX: 03-3821-4555  
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F  
TEL: 06-6195-9241 FAX: 03-3821-4555  
エリア担当者駐在: 九州 / 中部

■ お問合せフォーム  
www.buchi.com/ja/support/contact

■ 営業部  
nihon@buchi.com

■ 技術サポート  
service.japan@buchi.com

- ・ このカタログに記載の価格および仕様、外観は2026年10月現在のものです。
- ・ このカタログに記載の価格に消費税は含まれておりません。
- ・ 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- ・ カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- ・ 本カタログに記載以外の、運送費、設置費などについては別途お問い合わせください。
- ・ ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- ・ 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

製品別の  
電子カタログ  
はこちらへ

